

PVC-fri

Ftalat-fri

Conveen® Active Urinuppsamlingspåse

Diskret helhetslösning med urinpåse, slang och fixeringsband



Produktinformation

Användning

Conveen Active urinuppsamlingspåse används tillsammans med urindroppssamlare vid lätt till måttlig urininkontinens.

Det är en diskret och säker lösning för män som vill ha komfort även när de är aktiva.

Urinuppsamlingspåse, slang och fixeringsband är integrerade i en totallösning som är färdig att använda direkt. Påsens unika design gör att den inte liknar någon befintlig urinuppsamlingspåse.

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

Påsen på benet är avsedd att användas när man är uppegående. Byt till sängpåse med större kapacitet när du ligger i sängen och sover.

Fördelar

- Diskret och säker fixering på låret
- Justerbar och knickfri slang
- Integrerat och justerbart fixeringsband
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Tömbar
- Hudvänligt non-woven material för bekväm användning
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande urindroppssamlare
- PVC-, latex- och ftalatfri



Funktioner

Det breda fixeringsbandet, silikonhäftan och kardborrebandet ger en behaglig, diskret och säker fixering på låret. Urinpåsens mjuka och elastiska fixeringsband säkerställer även att huden andas. Utformningen gör att urinen samlas på insidan av låret. Därmed behåller påsen sitt platta och diskreta utseende på utsidan av låret. Utloppet kan enkelt och säkert vikas in under bandet.

Knickfri och tömbar

Slangen är kort, justerbar och knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt om slangen böjs kraftigt. Conveen Active är försedd med backventil mellan påse och slang. Påsen rymmer 250 ml och är tömbar. Påsen ska bytas enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka. Konnektorn passar marknadens förekommande urindroppssamlare.

Produktsortiment

Conveen Active	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Förp styck	Coloplast Art nr
	ja	ja	250	7	10	255010

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Active ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

