

Latex-fri

Conveen® Contour Urinuppsamlingspåse

Diskret flerkammarpåse



Produktinformation

Användning

Conveen Contour är en urinuppsamlingspåse avsedd för patienter med urininkontinens och/eller retention av något slag.

Conveen Contour är, i kombination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och urindroppssamlare (uridom), en mycket praktisk lösning.

För en diskret känsla fördelas urinen i flera kamrar som gör att Conveen Contour formar sig efter benet och reducerar skvalp. Påsen är framtagen för att vara diskret därav ingen volymgradering.

Hålen i påsens övre del möjliggör att antingen sänghållare eller benfixering kan användas

Fördelar

- Justerbar och säker fixering
- Slutet system
- Backventil mellan påse och slang
- Slät slang som återtar sin form efter knickbildning
- Tömbar
- Hudvänlig non-woven material
- Transparent framsida
- Latexfri
- Konnektorn passar till marknadens förekommande katetrar / urindroppssamlare



Funktioner

Conveen Contour är en tömbar påse med ett slutet system. Den behöver därför inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Påsen töms med hjälp av en klämma som är enkel att hantera.

Conveen Contour är försedd med backventil mellan påse och slang. Påsen rymmer 800 ml och dess tvåstegsutlopp är lätt att öppna och kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning.

Både klämma och tvåstegsutlopp signalerar tydligt om de är öppna eller stängda.

Lös konnektor medföljer förpackningen. Den passar till kateter och/eller urindropsamlare, för att kunna anpassa längden på slangen.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka. Engångsprodukt, ska ej återanvändas.

Material

Baksidan har ett hudvänligt non-woven material som känns mjukt mot benet och framsidan är transparent.

Produktsortiment

Conveen Contour	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp.	Coloplast Art nr
	Ja	Nej	800	65	10	051760

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Contour ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

