

Assura® Conseal propp



Assura® Conseal propp – platt och diskret

Assura® Conseal propp är platt och diskret och liknar närmast ett plåster. Proppen fungerar så att den håller tillbaka avföringen samtidigt som den låter gaser passera genom proppens kolfilter, utan ljud eller lukt. När du har den på under kläderna är det bara du själv som vet att den sitter där.



Kan användas dagligen

Assura Conseal propp kan användas dagligen eller vid enstaka tillfällen. I början kan man uppleva att proppens mjuka skumdel skjuts ut ur stomin, oftast pga tarmens rörelser mot proppen. Detta är helt naturligt, och kommer att försvinna efter hand. Vi ser att du under de första dagarna använder den endast under 1–2 timmar, och däremellan använder ditt vanliga bandage. Använd bara proppen så länge det känns behagligt. Därefter ökas användningstiden till så länge du vill ha proppen på plats. Proppen får dock sitta i stomin under max 12 timmar, därefter kan en ny propp eller en vanlig påse sättas på.

Om du tar ur proppen för att du vet att tarmen behöver tömmas, ska du vara noga med att tarmen tömt sig helt innan du sätter in en ny propp.

Häftan i Consealproppen innehåller hydrokolloider vilket absorberar fukt och håller huden torr.

1-dels Assura® Conseal propp	Diameter	Längd	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp
	35 mm	35 mm	255174	014350	10
	35 mm	45 mm	255182	014450	10
	45 mm	35 mm	255190	014850	10
	45 mm	45 mm	255208	014950	10



Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2011-12
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Kundservice: 0300-332 56
Kundservice privatpersoner: 0300-332 99
se@coloplast.com
www.coloplast.se