

# Coloplast® Dränagepåse

Coloplast®

## Coloplast Dränagepåse

Coloplast Dränagepåse är avsedd för passiv sårdränering och speciellt utvecklad för dränage och fistelbandagering. Den finns förpackad som steril eller osteril i tre olika volymstorlekar – mini (100 ml), midi (300 ml) och maxi (500 ml). Den styckförpackade förpackningen öppnas lätt med en tydlig 'peel-open' öppning med breda v-formade greppytor som säkerställer att innehållet inte riskerar att kontamineras vid öppning av förpackning. Primärförpackningen är tillverkad av 2 olika material (papper och plast) med en svetsning som säkerställer att pappret inte fastnar i plasten.

## Utloppet

Dränagepåsens utloppet har en inre diameter på 10 mm och kan anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor. Dränagepåsen kan med fördel kopplas samman med Conveen sängpåse.

## Volymgradering och klippmarkering

Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt med hjälp av volymgradering på uppsamlingspåsen. Klippguiden på skyddspappret underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans starthål och ytterkant.

## Backventil och PVC-fri plast

Påsen har backventil som förhindrar att sekretionen rinner tillbaka. Ena sidan har transparent plast för smidig inspektion medans baksidan har ett mjukt tyg som är behagligt mot patientens hud och minskar risken för hudirritation. Påsen är gjord av mjuk PVC-fri plast.

## Coloplast® spiralhäfta - trygg och skonsam mot huden

Häftan har hydrokolloida egenskaper som absorberar vätska och bidrar till god hudhälsa.

Coloplast Dränagepåse	Storlek	Starthål	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Osteril	Mini	5 mm	200054	022400	20	100 ml
Osteril	Midi	5 mm	200056	022450	20	300 ml
Osteril	Maxi	5 mm	200057	022500	20	500 ml
Steril	Mini	5 mm		022100	10	100 ml
Steril	Midi	5 mm		022150	10	300 ml
Steril	Maxi	5 mm		022200	10	500 ml



### Miljöfakta

Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi rekommenderar att produkten - dränagepåsen går till sophöbrenning med energiutvinning.

CE  
0543

Stomy Care / Continance Care / Wound & Skin Care / Urology Care