

Latex-fri

PVC-fri

Ftalat-fri

# Conveen® Security+

## Urinuppsamlingspåse

Sängpåse



### Produktinformation

#### Användning

Conveen Security+ är en tömbar urinuppsamlingspåse med större kapacitet avsedd för patient som använder KAD eller uridom. Kan med fördel användas till sängliggande patient.

Hålen i påsens övre del möjliggör upphängning på sänghållare (även benfixering kan användas då slangens längd kan justeras).

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte då kontaminering kan förekomma.

#### Fördelar

- Tömbar
- Justerbar och knickfri slang
- Slutet system
- Tömningsventilen är enkel att öppna och stänga
- Backventil mellan påse och slang
- Transparent framsida
- Volymgraderad
- Inbyggd konnektor som passar till på marknaden förekommande katetrar/urindroppssamlare
- PVC-, latex- och ftalatfri

## Funktioner

En tömbar påse med ett slutet system behöver inte bytas lika ofta och den kan kopplas till en annan påse för att få större uppsamlingsvolym (t ex nattetid) Påsen är försedda med backventil mellan påse och slang.

Sängpåsen rymmer 2 liter och dess tömningsventil kan öppnas med en hand och ger bra kontroll vid tömning samt visar tydligt om den är öppen eller stängd.

Byt påse enligt gällande riktlinjer och rekommendationer, vanligtvis en gång per vecka.

Urinpåsen är fri från PVC, ftalater och latex.

### Knickfri slang

Om slangen böjs kraftigt rinner urinen fritt eftersom den är knickfri, liksom återtar ursprungsform. Slangen kan kortas av till önskvärd längd. Om du klipper av slangen, spara så mycket som möjligt av den släta delen, för att underlätta fastsättning av slangen på påsen.

## Produktsortiment

Conveen Security+	Avklippbar slang	Fast konnektor	Volym ml.	Slanglängd cm	Antal/ fp.	Coloplast Art nr
	Ja	Ja	2000	140	30	213460

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen Security+ ska användas, se separat bruksanvisning.

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



## Miljöinformation Conveen Security+

Art nr  
213460

### Medicinteknisk produkt

Conveen Security+ är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR (EU) 2017/745. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt nuvarande kunskap, anses denna produkt vara giftfri.

### Innehåll

Conveen Security+ består huvudsakligen av polymermaterial.

### Produkt

Polyeten (PE)  
Polypropen (PP)  
Etylvinylacetat (EVA)  
Etylbutylacetat (EBA)  
Polyuretan (PU)  
Eten-okten sampolymer  
Polyamid (PA)  
Styren etylen-butadien-styren (SEBS)  
Pigment

### Produktförpackning

Polyeten (PE)  
PET-film

### Avdelningsförpackning

Kartong

### Transportförpackning

Kartong

## Avfallshantering

### I hemmet

Produkten slängs med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

### Sjukhus

På sjukhus ska produkten slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

### Förpackning

Förpackningen som produkterna ligger i respektive transportförpackning återvinns som kartong.

Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

