

Latex-fri

PVC-fri

Conveen®

Fixeringsband

Säker fixering



Produktinformation

Användning

Kanterna på urinpåsar har förstansade hål, avsedda för Conveen fixeringsband.

Fixeringsband används för att fästa urinpåsen på benet. Banden är avklippbara, kan återanvändas och tvättas i 40°. Fixeringsbanden ska bytas ut när elasticiteten försämras.

Fäst fixeringsbanden på påsen. Sätt fast påsen på benet. Om fixeringsbanden är för långa kan du klippa av dem till önskad längd.

Fördelar

- Säker fixering
- Avklippbara band
- Återanvändas
- Kan tvättas i 40°
- PVC- och latexfri

Produktsortiment

Conveen	Längd cm	Antal/ fp	Coloplast art nr
Fixeringsband m. knapp	2,5x60; 3,5x60	10 par	050501
Fixeringsband	2,5x75; 2,5x45	10 par	213800



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen tillbehör ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-12 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

