


Latex-fri

PVC-fri

Conveen®

Påshängare



Produktinformation

Användning

Kanterna på urinpåsar har förstansade hål, avsedda för Conveen påshängare.

Påshängare används vid upphängning av urinpåse och på dess hållare fästs slangen. Hängaren kan användas flera gånger och tål diskdesinfektor i 90°.

Funktioner

Använd en påshängare från Conveen för att hänga upp sängpåsen. Fäst påsen ordentligt vid hängaren genom att föra in de tandade delarna på hängaren.

Fördelar

- Integrerad hållare för påsens slang
- Återanvändas
- Tål diskdesinfektor i 90°
- PVC- och latexfri

Produktsortiment

Conveen	Längd cm	Antal/ fp	Coloplast art nr
Påshängare		10 st	050700

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen tillbehör ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2021-12 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

