

Praktisk

Enkel

PVC-
latex- och
ftalatfri

SpeediCath® Compact

Konnektor



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Konnektor för engångsbruk är en koppling avsedd för anslutning av standardmässig urinuppsamlingspåse till SpeediCath Compact Female tappningskateter vid svårighet att tömma urinblåsan.

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Compact Konnektor ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur.

Indikationer

SpeediCath Compact Konnektor är indikerad för patienter med urininkontinens och/eller retention.

Fördelar

- Praktisk
- Enkel att ansluta
- PVC-, latex- och ftalatfri.

Produktsortiment

| SpeediCath Compact Konnektor | Längd mm | Yttre diameter mm | Inre diameter mm | Antal/fp. | Coloplast art nr |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| | 50 | 14 | 10 | 30 | 285900 |

