



SpeediCath® Compact

Konnektor



Produktinformation

Användning

SpeediCath Compact Konnektor för engångsbruk är en koppling avsedd för anslutning av standardmässig urinuppsamlingspåse till SpeediCath Compact Female tappningskateter.

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SpeediCath Compact Konnektor ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur.

Indikationer

SpeediCath Compact Konnektor är indikerad för patienter med urininkontinens och/eller retention.

Fördelar

- Praktisk
- Enkel att ansluta
- PVC-, latex- och ftalatfri.

Produktsortiment

SpeediCath Compact Konnektor	Längd mm	Yttre diameter mm	Inre diameter mm	Antal/ fp	Antal/ tpf	Coloplast art nr
	50	14	10	30	300	285900

Miljöinformation

SpeediCath Compact Konnektor

Art nr
285900

Medicinteknisk produkt

SpeediCath Compact Konnektor är en medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDD 94/42/EEC. Produkten har utvärderats enligt de krav som ställs på medicintekniska produkter.

Innehåll

SpeediCath Compact Konnektor består huvudsakligen av polymermaterial.

Produkt

Silikon

Produktförpackning

Polyeten (PE)

Avdelningsförpackning

Kartong

Transportförpackning

Kartong

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Avfallshantering

I hemmet

Produkt inklusive styckförpackning slängs med övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr avfallshantering och ska följas.

Sjukhus

På sjukhus ska produkt inklusive styckförpackning slängas enligt rekommenderade föreskrifter och på godkänd anläggning.

Förpackning

Förpackningen som produkterna ligger i respektive transportförpackning återvinns som kartong. Lokala avfallsregler ska följas.



Redan från allra första början av Coloplast produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid val av material, kemikalier och produktionsprocesser värderas den nya produktens påverkan på miljön. Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt råmaterial.

Miljöpåverkan som sker under produktens tillverkningsprocess reduceras genom minimering av ingående material och energi, så väl som emissioner och avfall. Det förekommer ingen signifikant miljöpåverkan vid användning av produkten.

Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

