

# Tappningskateter för kvinnor

En kateter för var och en

- Unikt hydrofilt ytskikt
- Uppfyller behovet direkt
- PVC-fri

**SpeediCath®**



# SpeediCath®

## Tappningskateter

### Blåstömning med SpeediCath och RIK-metoden

Blåstömningproblem innebär svårighet att tömma urinblåsan helt. För att undvika eventuella problem, kan blåsan tömmas med SpeediCath tappningskatetrar enligt RIK-metoden (ren intermittent kateterisering).

SpeediCath förvaras i vätska - färdiga att användas direkt. Det unika hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till polerade kateterögon som ger perfekt fuktighet och en skonsam kateterisering för urinröret. Vid behov, behöver inte ytskiktet vidröras. SpeediCath är PVC- och ftalatfri.

### SpeediCath Compact Eve

Funktionen och den estetiska designen hos SpeediCath Compact Eve lyfter kvinnliga katetrar till en högre nivå där deras behov av diskretion, säkerhet och enkelhet uppfylls. Katetern öppnas enkelt och snabbt genom en liten vridning. Den trekantiga formen ger ett bra grepp om katetern vid öppning och användning. Vid behov kan en urinpåse enkelt och säkert kopplas till den inbyggda konnektorn. Efter användning kan den enkelt återförslutas och kasseras senare.



### SpeediCath Compact Set

Den enda helhetslösningen med kompakt kateter och integrerad steril urinpåse. En intuitiv och diskret design gör den enkel att använda, även för personer som inte kan kateterisera direkt i toaletten. Högre livskvalité upplevs vid RIK<sup>1</sup>.



### SpeediCath Compact

Med sin unika design är SpeediCath Compact diskret, säker och enkel att hantera och bidrar till högre livskvalité vid RIK<sup>1</sup>. Det integrerade handtaget gör kateteriseringen hygienisk. Längden är anpassad till kvinnans urinrör som är 3-5 cm, så med sina 7 respektive 9 cm har den perfekt längd för RIK.

### SpeediBag Compact

Urinpåsen används tillsammans med SpeediCath Compact. Efter tappning töms påsen direkt eller så för man ner katetern i påsen, knyter ihop den och tar den med för senare kassering.

### SpeediCath Standard

Första hydrofila katetern som kunde användas direkt och som har satt standarden i 15 år. Förpackningen kan öppnas i båda ändar och användas som handtag. Klisteretikett säkerställer att katetern hänger på plats under förberedelsen.



SpeediCath Compact Eve	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	30	9*	281100
	○ 12	30	9*	281120
	● 14	30	9*	281140

  

SpeediCath Compact Set	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor 750 ml	● 10	20	9*	285201
	○ 12	20	9*	285221
	● 14	20	9*	285241

SpeediCath Compact	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	30	7*	285760
	● 08	30	7*	285780
	● 10	30	7*	285800
	○ 12	30	7*	285820
	● 14	30	7*	285840
Plus Nelaton för kvinnor/flickor	● 10	30	9*	288100
	○ 12	30	9*	288120
	● 14	30	9*	288140
Konnektor		30		285900

  

SpeediBag Compact	Förp styck	Volym ml	Coloplast art nr
	30	700	285920

  

SpeediCath Standard	Ch storlek	Förp styck	Längd cm	Coloplast art nr
Nelaton för kvinnor/flickor	● 06	30	20	285060
	● 08	30	20	285080
	● 10	30	20	285100
	○ 12	30	20	285120
	● 14	30	20	285140
	● 16	30	20	285160

\* Kateterlängd exkl handtagsdel.  
1. Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7

#### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energivinning.

