

Latex-fri

PVC-fri

Conveen®

Fixeringsband

Säker fixering



Produktinformation

Användning

Kanterna på urinpåsar har förstansade hål, avsedda för Conveen fixeringsband.

Fixeringsband används för att fästa urinpåsen på benet. Banden är avklippbara, kan återanvändas och tvättas i 40°. Fixeringsbanden ska bytas ut när elasticiteten försämras. Maxkapacitet 1000 ml.

Fäst fixeringsbanden på påsen. Sätt fast påsen på benet. Om fixeringsbanden är för långa kan du

klippa av dem till önskad längd. Kan fixera de på marknaden förekommande urinpåsar.

Fördelar

- Säker fixering
- Avklippbara band
- Återanvändas
- Tvättas i 40° men kan vid behov tvättas i 60°
- PVC- och latexfri

Produktsortiment

Conveen	Längd cm	Antal/ fp	Antal/ tfp	Coloplast art nr
Fixeringsband m. knapp	2,5x60; 3,5x60	10 par	100 par	050501
Fixeringsband m. kardborre	2,5x75; 2,5x45	10 par	100 par	213800

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Conveen tillbehör ska användas, se separat bruksanvisning.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet

Hållbarhetstiden är fem år. Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.



Ostomy Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast AB, Box 10171, 434 22 Kungälv. Tel 0300-332 56. PM-26884
www.coloplast.com Coloplast logo är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2024-03 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S

