



# Brava Hudbarriär

*En osynlig vän för huden*

Brava Hudbarriär är en tunn film som andas och som skyddar huden men som inte påverkar vidhäftningen av nästa stomibandage.

Brava Hudbarriär är en silikonbaserad produkt, därför svider den inte vid applicering.

## Förhindrar uppbyggnad av rester

När du använder Brava Hudbarriär följer eventuella rester av barriären med när stomihäftan tas bort eller vid en varsam tvätt. Detta innebär att inga rester byggs upp på huden över tid.

## Torkar på ett par sekunder

Ett nytt stomibandage kan appliceras nästan omgående då Brava Hudbarriär torkar på ett par sekunder.

|                             | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Brava Hudbarriär Spray      | 120205     | 732903        |
| Brava Hudbarriär Våtservett | 120215     | 732902        |



## Brava Häftborttagning

*Snabb och enkel borttagning av stomihäftan*

Brava Häftborttagning underlättar snabb och skonsam borttagning av häftan, utan att påverka vidhäftningen av nästa stomibandage. Minskar risken för hudskador med 87%<sup>1</sup>.

### Kan sprayas från alla vinklar

Den kontrollerade sprayningen gör att sprayen varar längre och kan användas tills behållaren är helt tömd. Ingen växthusgas i sprayflaskan – ger mindre klimatpåverkan.

### Hudvänlig

Silikonbaserad, innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden.

### Torkar på ett par sekunder

Den korta torktiden underlättar snabba byten, nästa stomibandage kan fästas direkt.

|                                | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Brava Häftborttagning Spray    | 120105     | 732901        |
| Brava Häftborttagning Våtserve | 120115     | 732904        |



Skyddar öm  
och torr hud

## Brava Barriärkräm

*Skonsam hjälp för öm, torr eller irriterad hud*

Brava Barriärkräm har en fuktande effekt som skyddar mot hudirritation när huden kommer i kontakt med avföring/urin eller vid rengöring eller borttagning av stomibandaget.

### Inga parabener, ingen parfym eller alkohol

Brava Barriärkräm är fri från potentiellt irriterande ämnen. Krämen är dryg, det räcker med ett tunnt lager för att skydda huden.

### Påverkar inte vidhäftning av stomibandage

Krämen torkar på några sekunder och påverkar inte vidhäftning av nästa stomibandage eller tejp.

### Effektivt fuktgivande

Eftersom Brava Barriärkräm fuktar huden, hjälper den till att hantera öm, torr eller irriterad hud och förhindrar vidare skador.

|                   | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|-------------------|------------|---------------|
| Brava Barriärkräm | 120005     | 738604        |

Vårdar huden



## Brava Hudskyddsplatta

*Ett extra lager av hudskydd*

Den hudvänliga Brava Hudskyddsplattan används under basplattan och fungerar som ett extra absorberande lager, tillsammans med det aktuella stomibandaget.

### Skapar en plan yta

Brava Hudskyddsplatta hjälper till att undvika hudproblem genom att hålla huden torr och att skapa en plan yta för att applicera ett nytt stomibandage på.

Brava Hudskyddsplatta finns i två olika storlekar för att passa olika kroppsformer och behov.

|                                | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|--------------------------------|------------|---------------|
| Brava Hudskyddsplatta 10x10 cm | 032105     | 261552        |
| Brava Hudskyddsplatta 15x15 cm | 032155     | 261560        |



Neutraliserar  
lukt

# Brava Multismörjande Deodorant

*Multismörjande effekt*

Brava Multismörjande Deodorant neutraliserar lukten vid byte eller tömning av stomibandaget. Den smörjande effekten underlättar när påsen ska tömmas.

## Smidig borttagning och tömning

Utöver att påsen blir lättare att tömma, så smörjer den påsens insida vilket gör att innehållet lättare glider nedåt så att bla "pancaking" undviks.

## Hållbar påse och häfta

Brava Multismörjande Deodorant är framtagen för att använda tillsammans med stomibandage och påverkar inte funktionen på varken häftan eller påsen.

|                                 | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|---------------------------------|------------|---------------|
| Brava Multismörjande Deo flaska | 120610     | 733261        |
| Brava Multismörjande Deo dosfrp | 120600     | 733280        |

# Coloplast Care

## – Personlig rådgivning för personliga behov

Vägen genom livet som stomiopererad är inte spikrak. Men du behöver inte vara ensam.

Coloplast Care är ett kostnadsfritt medlemsprogram för dig som är stomiopererad, anhörig eller väntar på en stomioperation.

Medlemsprogrammet finns för att stötta och inspirera dig till att leva det liv du vill leva. Som medlem får du en personlig rådgivare som coachar dig i vardagen, ger praktiska tips, inspirerar och svarar på frågor om dina stomiprodukter.

Är du inte redan medlem kan du enkelt anmäla dig till vårt medlemsprogram för dig som är stomiopererad via vår hemsida eller telefon.

Telefon: 0300-332 56

Hemsida: [coloplast.se/coloplast-care](http://coloplast.se/coloplast-care)

Öppettider:

Mån-tors: 08.00-16.30.

Fre: 08.00-15.00.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Coloplast Care.



### Stomiliv

En tidning om mag- och tarmhälsa med intressanta artiklar om livet med stomi.



### Hemsida och e-post

En dedikerad hemsida och e-post med artiklar och pålitliga råd, skraddarsydda för din situation.



### Stomikollen

Ett enkelt verktyg där du kan bedöma din stomi och identifiera eventuella problem.



### Personlig rådgivning

Våra rådgivare coachar, ger dig stöd och tips.



### Produktråd

Möjlighet att prova produkter.

**NYHET!**

Brava Skyddande  
Tättningsring  
Convex

## Brava® tillbehör produkter

För en skräddarsydd passform och för att  
förhindra läckage och hudirritationer.

# Brava tillbehörsprodukter

*För en skräddarsydd passform och för utmaningar som läckage och hudirritationer.*

Vi har ett brett sortiment med Brava tillbehör för dig som använder stomibandage och behöver lite extra stöd eller hjälp med att:

- Förebygga läckage
- Vårda huden
- Neutralisera lukt

Vid frågor är du alltid välkommen att ringa våra kunniga produktrådgivare på 0300-332 56.

## Referenser:

1. Jämfört med Hollister Adapt Barrier Extender, Dansac X-tra Strips -VV0127466
2. R&D lab test mot Eakin, Hollister 2011



Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se).

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2021-12.

Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebak, Danmark. SP1052. PM-19591

**Brava®**





NYHET

## Brava Skyddande Tätningsring Convex

*Anpassningsbar konvexitet för bättre skydd*

Nya Brava Skyddande Tätningsring Convex är utformad för att skydda huden mot läckage vid indragna eller stomier i hudplan och om man har veck eller ärrbildning runt sin stomi.

### Designad för perfekt passform

- Kraftigt sluttande sidor för att ge konvexitet mot det peristomala området
- Elastisk förmåga som säkerställer en tät passform när man rör sig
- Erosionsbeständig kärna
- Hög absorptionsförmåga

### Formbar

- Formbar för att passa varje persons stomiform, inklusive loopstomier
- Bibehåller konvexitet efter formning

|                                     | Hålstorlek | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Brava Skyddande Tätningsring Convex | 20 mm      | 120900     | 730578        |
|                                     | 25 mm      | 120910     | 730579        |
|                                     | 30 mm      | 120920     | 730581        |
|                                     | 35 mm      | 120930     | 730582        |
|                                     | 40 mm      | 120940     | 730583        |
|                                     | 45 mm      | 120950     | 730584        |

Längre bär tid

**Brava®**  
**Elastic Tape**  
Supports  
longer wear-time  
20 pcs  
**Coloplast**

## Brava Elastisk Tejp

Tryggare vardag med extra tejp

En mjuk och elastisk tejp som ger ökad trygghet och längre bär tid.

### Elastisk och följsam

Tejpens elastiska förmåga innebär att den kan sträckas med kroppens rörelser och sedan återgå till sin ursprungliga form. Faktum är att tejpens är 1,5 gånger mer elastisk än andra produkter på marknaden<sup>1</sup>.

### Hudvänlig

Brava Elastisk Tejp absorberar fukt och är latexfri.

### En tejp för varje basplatta och kroppsprofil

**Brava elastisk tejp** - en halvmåneformad tejp som passar de flesta basplattor. **Brava elastisk tejp rak** - för fyrkantiga basplattor.

**Brava elastisk tejp bälte** - extra stöd när man använder bälte.

|                              | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|------------------------------|------------|---------------|
| Brava Elastisk Tejp Original | 120700     | 732900        |
| Brava Elastisk Tejp Rak      | 120740     | 735000        |
| Brava Elastisk Tejp Bälte    | 120720     | 735001        |



## Brava Formbar Ring

*Den mest hållbara ringen på marknaden<sup>2</sup>*

Förutom att behålla en bättre passform mellan stomin och basplattan, skyddar Brava Formbar Ring huden mot avföring eller urin.

### Tät förslutning under lång tid

Brava Formbar ring är marknadens mest hållbara ring och håller upp till 96 timmar utan att luckras upp och vittra sönder. Den är lätt att forma och modulera så den sluter tätt.

### Förhindrar att basplattan släpper

Brava Formbar Ring fungerar utmärkt på veck, rynkor och gropar – och skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på och som förhindrar att bandaget lossnar.

### Skyddar huden

Brava Formbar Ring absorberar fukt från huden och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla din hud frisk. Ringen är lätt att avlägsna och lämnar inte rester på huden.

|                    | Tjocklek | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|--------------------|----------|------------|---------------|
| Brava Formbar Ring | 2.0 mm   | 120305     | 737302        |
|                    | 4.2 mm   | 120425     | 737304        |

Förebygger  
läckage



## Brava Formbar pasta

*Pastan som förbättrar huden runt stomin*

Brava Formbar Pasta kan fylla ut rynkor och djupa veck, absorbera fukt och skapa en jämn yta för basplattan att fästa på. Detta ger en bättre förslutning mellan basplattan och huden, vilket minskar risken för läckage.

### Flexibel, hållbar och stark

Personer som har stomi, kan oroa sig för att huden är för ojämn eller för fuktig för att skapa en stark förslutning. Brava Formbar Pasta kan användas för att släta ut huden runt stomin. Allt som behöver göras är att ta den önskade mängden av pastan och forma den till önskad form.

|                     | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|---------------------|------------|---------------|
| Brava Formbar Pasta | 026555     | 275792        |

Förebygger  
läckage



## Brava Tubpasta

*Snäll mot huden, tuff mot läckage*

Brava Tubpasta fyller ut och jämnar till utmanande hudveck och därigenom behålls en tät förslutning mellan stomin och stomibandaget.

### Svider inte

Brava Tubpasta innehåller ingen alkohol och kliar eller svider därför inte och det förekommer inte heller någon brännande känsla vid applicering.

### Skyddar huden

Brava Tubpasta skyddar huden mot avföring eller urin. Tubpastan har även en hudvänlig pH-nivå.

### Bryts inte ner eller löses upp

Tack vare att Brava Tubpasta är så hållbar, hjälper den till att hålla huden frisk.

|                | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|----------------|------------|---------------|
| Brava Tubpasta | 120500     | 733240        |

Förebygger  
läckage



## Brava Bälte

*Få ett bättre tillpassat stomibandage*

Brava Bälte är diskret och ger extra säkerhet genom att hålla basplattan på plats - där den ska vara.

### Lätt att använda

Brava Bälte fyrpunktsbälte passar alla SenSura Mio basplattor med **fyra** bältesöron. Brava Bälte passar alla Assura® och SenSura® basplattor med **två** bältesöron.

### Hygienisk och återvinningsbar

Brava Bälte är framtaget för att användas många gånger och kan tvättas i 60°C.

### Support för alla kroppsformer

Brava Bälte kan användas när man vill känna sig extra trygg med sitt stomibandage.

|                                                | Artikel nr | Apoteksvarunr |
|------------------------------------------------|------------|---------------|
| Brava Fyrpunktsbälte Standard, för Sensura Mio | 004230     | 734420        |
| Brava Fyrpunktsbälte XXL, för Sensura Mio      | 004240     | 734421        |
| Brava Bälte med 2 bältesöron                   | 004215     | 251827        |