

Assura Basplatta Extra är en häfta med mycket god absorptionsförmåga. Fukten får häftan att svälla upp närmast stomin, vilket förhindrar att plattan löser upp sig när den kommer i kontakt med urin.

Assura uro Flerkammarpåse har flera kamrar för att urinen ska fördelas jämnt och därmed skvalpa mindre. Kamrarna gör också påsen mer diskret att bära. På den vita tygklädda Flerkammarpåsen är det dessutom möjligt att gömma utloppet för att göra påsen ännu mer bekväm och diskret.

Med hjälp av **Coloplast** uro Micropåse* och **Coloplast** uro Nattpåse* kan du sova lugnt och tryggt hela natten.


* Gick tidigare under namnet Assura

2-dels uro

1-dels uro

Basplatta Extra

Assura basplatta Extra	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar Bältesöron	40-ring	10-35 mm	28 39 52	028310	5
	50-ring	10-45 mm	28 39 60	028320	5
	60-ring	10-55 mm	28 39 78	028330	5
Förstansat hål Bältesöron	40-ring	15 mm	20 19 29	142500	5
	40-ring	20 mm	20 19 30	142510	5
	40-ring	25 mm	20 19 31	142520	5
	50-ring	30 mm	20 19 32	142540	5
	50-ring	35 mm	20 19 33	142550	5
	60-ring	40 mm	20 19 34	142570	5
	60-ring	45 mm	20 19 35	142580	5



2-dels uro Flerkammarpåse

Vit	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	*40-ring	20 16 33	142140	30	400 ml
	*50-ring	20 16 34	142150	30	400 ml
Maxi	*40-ring	20 16 35	142240	30	760 ml
	*50-ring	20 16 36	142250	30	760 ml
	*60-ring	20 16 37	142260	30	760 ml

* Utloppet kan gömmas

Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	40-ring	20 16 27	142170	30	400 ml
	50-ring	20 16 28	142180	30	400 ml
Maxi	40-ring	20 16 29	142270	30	760 ml
	50-ring	20 16 30	142280	30	760 ml
	60-ring	20 16 31	142290	30	760 ml



1-dels uro Flerkammarpåse

Vit	Hålstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	*10-55 mm	20 35 82	142110	20	400 ml
Maxi	*10-55 mm	20 35 80	142210	20	760 ml

* Utloppet kan gömmas

Klar	Hålstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-55 mm	20 35 81	142120	20	400
Maxi	10-55 mm	20 35 79	142220	20	760



Övrigt

2-dels Coloplast uro Mincap	Ringstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
	40-ring	28 41 90	028070	30	100 ml
	50-ring	28 42 08	028080	30	100 ml



2-dels Coloplast uro Micropåse	Ringstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp
	40-ring	20 16 23	142040	30
	50-ring	20 16 25	142050	30
	60-ring	20 16 26	142060	30



Coloplast uro Nattpåse, tömbar	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
PVC-fri	28 42 16	213650	10	2000 ml



Bälte*	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp
	25 18 27	004200	10

* Passar till alla Coloplast produkter med bältesöron



Vill du prova en annan
storlek eller undrar
över något?
Kontakta kundservice
på tel 0300-332 56

 **Coloplast**

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
se@coloplast.com
www.coloplast.se