

Brava[®] Formbar Ring

Brava[®]



Brava[®] tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage och vårda huden.

Brava Formbar Ring - dubbel effekt för att minska läckage

Brava Formbar Ring **formas** lätt efter formen på huden runt stomin och skapar en hållbar tätning. Rynkor och veck på huden kan orsaka läckage eftersom tillslutningen mellan stomibandaget och stomin då inte blir tät.

Brava Formbar Ring **begränsar risken för läckage** genom att den skapar en hållbar tätning runt stomin. Ringen är formbar vilket ger en bättre passform. Den absorberar fukt utan att gå sönder och kan därför sitta på längre.

Brava Formbar Ring är **marknadens mest hållbara ring** och vittrar varken sönder eller luckras upp – håller upp till 96 timmar!*

Brava Formbar Ring torkar inte och passar alla olika individuella kroppsformer.

Brava Formbar Ring fäster på både huden och på basplattan, är enkel att använda, forma och applicera och den innehåller ingen alkohol och svider inte.

*R&D lab test mot Eakin, Hollister (2011)



Brava Formbar ring

Produktnamn	Storlek	Artikelnummer	Styck/fp
Brava Formbar Ring	2,0 mm	120305	30
Brava Formbar Ring	4,2 mm	120425	30

Läs mer om de övriga produkterna i vårt Brava[®] tillbehörssortiment på www.coloplast.se eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-332 56 för kostnadsfria prover.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamling
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söföförbränning med energiutvinning

CE
0543