

Brava[®] Tubpasta

Brava[®]



Brava[®] tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage, att vårda huden och att neutralisera lukt.

Brava Tubpasta

Brava Tubpasta skapar en tät förslutning runt stomin då den fyller ut veck och/eller rynkor på huden, vilket ger en jämnare yta för stomibandaget att fästa på.

Tubpastan absorberar fukt och är därför mycket hållbar. Den är hudvänlig och har samma pH-värde som huden. Brava Tubpasta innehåller ingen alkohol eller parfym och svider inte.

Tubpastan kan appliceras direkt på huden runt stomin eller först på basplattan/stomihäftan, som därefter appliceras på huden.



Brava Tubpasta

Produktnamn	Volym	Apoteksvarunummer	Artikelnummer	Styck/fp
Brava Tubpasta	60 gr	733240	120500	1

Läs mer om Brava[®] tillbehörssprodukter på brava.coloplast.se eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-332 56 (för privatpersoner) eller 0300-332 99 (för vårdpersonal).

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI/Förpacknings- och Tidningsinsamling.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söförförbränning med energiutvinning

