

Coloplast® uro Nattpåse

För lugna och bekväma nätter'

Med en kapacitet på två liter och en justerbar knickfri 120 cm lång slang ger Coloplast uro nattpåse dig en bekväm nattsömn.

Produktbeskrivning

Med en kapacitet på två liter och en justerbar knickfri 120 cm lång slang ger Coloplast uro nattpåse dig en bekväm nattsömn.

Ger dig en trygg och bekväm nattvila

- Knickfri slang – säkerställer att urinen rinner lätt. Det går även att korta slangen om så önskas
- Påsen har backventil
- Stor kapacitet – rymmer upp till två liter
- Fast konnektor – kopplas direkt till din urostomipåse



Coloplast uro sängpåse passar alla SenSura och Assura urostomipåsar.

Produkt- namn	▲ Artikel- nummer	Apoteks- varunr	Längd	Antal /förp	Volym
Coloplast® uro Nattpåse	213650	284216	120 cm	10	2000 ml