

1-dels konvex Light stomibandage



SenSura® – Trygghet i alla situationer

Den unika platta häftplattan i två lager kombinerar en unik häftförmåga med smidighet, både i hanteringen och när man vill känna sig rörelsefri. Den har maximal absorptionsförmåga och motverkar hudproblem, som annars kan uppstå vid läckage.

Häfta: Den effektiva häftförmågan och det starka och tåliga skyddslagret håller huden torr och fin eftersom det förhindrar läckage*

- Den är lätt att ta av och lämnar inga häftrester**
- Det hudvänliga lagret suger upp överflödigt fukt och håller huden torr och smidig

Material: Det mjuka non-woven tyget är starkt och vattenavvisande. Tyst och behagligt mot huden.


Dubbla filter: SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. Inget syns eller luktar från stomin.

Borttagning av produkten: Ta tag i det vita örat på häftan och håll samtidigt huden sträckt med den fria handen. Dra långsamt och försiktigt av påsen nedåt.

1-dels sluten konvex Light

| Beige | Hålstorlek | Apoteks- varunr | Artikelnr | Styck/ fp | Volym |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Midi Bältesöron | 15-33 mm ✂ | 730425 | 153030 | 10 | 340 ml |
| | *15-33 mm ✂ | 730027 | 150400 | 10 | 340 ml |
| | 15-43 mm ✂ | 730426 | 153040 | 10 | 340 ml |
| | *15-43 mm ✂ | 730028 | 150410 | 10 | 340 ml |
| | 25 mm | 730427 | 153130 | 10 | 340 ml |
| | *25 mm | 730029 | 150420 | 10 | 340 ml |
| | 28 mm | 730428 | 153140 | 10 | 340 ml |
| | 31 mm | 730429 | 153150 | 10 | 340 ml |
| | *31 mm | 730030 | 150430 | 10 | 340 ml |
| Maxi Bältesöron | 15-33 mm ✂ | 730430 | 153070 | 10 | 550 ml |
| | 15-43 mm ✂ | 730431 | 153080 | 10 | 550 ml |
| | *15-43 mm ✂ | 730032 | 150510 | 10 | 550 ml |

* Med lucka för inspektion



Referens:

* Herlufsen P et al. OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN 2006; 15 (16): 854-62

** ECET 2009 poster, "Factors affecting peristomal skin conditions - results from the Danish sub-study", 2009

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation.

Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen/FTI. Produkt:

Vi rekommenderar att produkten går till söförförbränning med energiutvinning.

Coloplast AB, 0300-332 99, www.coloplast.se, kundservice@coloplast.com.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2016-09.

Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.