

Produktöversikt

SenSura® Flex urostomipåse

SenSura har en häftplatta i två lager, vilket gör det möjligt att kombinera funktioner som inte tidigare har fungerat tillsammans. Det mörkare, undre lagret, absorberar fukt från huden och det ljusare, motståndskraftiga övre lagret, täcker och skyddar det undre lagret mot avföringen. Häftans flexmönster och ovala form ger maximal följsamhet. Plattan fäster snabbt, håller tätt, sitter kvar och är lätt att ta av.

SenSura urostomipåse har en unik flerkammarpåse med många fördelar. Kamrarna fördelar urinen jämnt i påsen, så att påsen får en plattare profil och skvalpljuden minskar. Kamrarna hjälper påsen att forma sig efter kroppen så att du får bättre rörelsefrihet och hindrar också påsen från att vrida sig på natten.

Den produkt du önskat prova är markerad enligt nedan. Ta gärna med denna produktöversikt till din förskrivare.

Basplatta

SenSura® Flex	Kragstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunnr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar	35 mm	10-33 mm ✂	220070	101010	10
	50 mm	10-48 mm ✂	220071	101020	10
	70 mm	10-68 mm ✂	220072	101030	10
	90 mm	10-88 mm ✂	220073	101080	5
Förstansat hål	35 mm	21 mm	220075	101110	10
	35 mm	25 mm	220076	101120	10
	35 mm	28 mm	220077	101130	10
	50 mm	25 mm	220078	101140	10
	50 mm	28 mm	220080	101150	10
	50 mm	31 mm	220081	101160	10
	50 mm	35 mm	220082	101170	10
	50 mm	41 mm	220083	101180	10



Basplatta konvex Light

SenSura® Flex konvex Light	Kragstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunnr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar Bältesöron	35 mm	15-23 mm ✂	220084	113010	5
	50 mm	15-33 mm ✂	220085	113020	5
	50 mm	15-43 mm ✂	220086	113030	5
	70 mm	15-56 mm ✂	220088	113070	5
Förstansat hål Bältesöron	35 mm	21 mm	220090	113120	5
	50 mm	25 mm	220091	113130	5
	50 mm	28 mm	220092	113140	5
	50 mm	31 mm	220093	113150	5
	50 mm	35 mm	220094	113160	5
	50 mm	38 mm	220096	113170	5
	50 mm	41 mm	220097	113180	5



2-dels uro Flerkammarpåse

SenSura® Flex Urostomipåse Hudfärgad*	Kragstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	35 mm	220473	118210	30	330 ml
	50 mm	220474	118220	30	310 ml
Maxi	35 mm	220476	118240	30	450 ml
	50 mm	220477	118250	30	410 ml

* Utloppet kan gömmas

SenSura® Flex Urostomipåse Klar	Kragstorlek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	35 mm	220478	118270	30	450 ml
	50 mm	220479	118280	30	410 ml



Hör gärna av dig!

Vill du prova en annan storlek eller undrar du över något?

Ring gärna till vår kundservice, tel 0300-332 56, så hjälper vi dig.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söpförbränning med energutvinning



0543

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-06
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. SenSura Flex urostomipåse 2010

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
se@coloplast.com
www.coloplast.se