

Urostomiprodukter



SenSura® urostomiprodukter – Tryggt, diskret, bekvämt

Det som fungerar för en person kanske inte passar en annan. Därför har vi på Coloplast tagit fram en serie produkter för stomiopererade; SenSura®.

De har det gemensamt att de gör livet tryggare i alla situationer. Den unika häftplattan i två lager kombinerar en unik häftförmåga med smidighet, både i hanteringen och när man vill känna sig rörelsefri. Den har maximal absorptionsförmåga och motverkar hudproblem, som annars kan uppstå vid läckage.

SenSura urostomipåse är en unik flerkammarpåse med backventil som har många fördelar. Kamrarna fördelar urinen jämt i påsen, så att påsen får en plattare profil och skvalp-ljuden minskar. Kamrarna hjälper påsen att forma sig efter kroppen för en bättre rörelsefrihet och de hindrar också påsen från att vrida sig på natten. Utloppet är lätt att tömma, som kan gömmas undan för att inte orsaka skav och att vara diskret. Utloppet går att koppla till en urinuppsamlingspåse. Påsen är konstuerad för att vara odörsäker.

1-dels uro Flerkammarpåse

SenSura® Uro stomipåse Beige*	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-66 mm ➔	220464	118010	20	330 ml
Maxi	10-76 mm ➔	220466	118020	20	400 ml

* Utloppet kan gömmas

SenSura® Uro stomipåse Klar	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-66 mm ➔	220465	118030	20	330 ml
Maxi	10-76 mm ➔	220468	118040	20	400 ml


1-dels uro Flerkammarpåse konvex Light

SenSura® Urostomipåse Beige*	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	15-33 mm ➔	220469	118110	10	400 ml
Bältesöron	15-43 mm ➔	220470	118120	10	400 ml

* Utloppet kan gömmas

SenSura® Urostomipåse Klar	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	15-33 mm ➔	220471	118140	10	400 ml
Bältesöron	15-43 mm ➔	220472	118150	10	400 ml

SenSura® flerkammarpåse



2-dels uro Flerkammarpåse

SenSura® Flex Uro stomipåse Beige*	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	35 mm	220473	118210	30	330 ml
	50 mm	220474	118220	30	310 ml
Maxi	35 mm	220476	118240	30	450 ml
	50 mm	220477	118250	30	410 ml

* Utloppet kan gömmas

SenSura® Flex Uro stomipåse Klar	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	35 mm	220478	118270	30	450 ml
	50 mm	220479	118280	30	410 ml

2-dels uro Flerkammarpåse

Passar till offererade SenSura Click basplattor

SenSura® Click Uro stomipåse Beige*	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	40 mm	220480	118410	30	430 ml
	50 mm	220481	118420	30	380 ml
Maxi	40 mm	220485	118440	30	550 ml
	50 mm	220486	118450	30	480 ml
	60 mm	220487	118460	30	460 ml

* Utloppet kan gömmas

SenSura® Click Uro stomipåse Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	40 mm	220482	118510	30	430 ml
	50 mm	220484	118520	30	380 ml
Maxi	40 mm	220488	118540	30	550 ml
	50 mm	220489	118550	30	480 ml
	60 mm	220490	118560	30	460 ml

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söföbränning med energiutvinning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-09. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri. 300 ex. SP1518

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Kundservice: 0300-332 56
se@coloplast.com
www.coloplast.se