

SenSura[®] Mio Convex urostomipåse

Konvexitet utan kompromisser

SenSura[®] Mio Convex



Det finns en SenSura[®] Mio Convex för varje konvext behov

Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att du inte längre ska behöva kompromissa mellan en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa dina naturliga kroppsrörelser när du böjer och sträcker dig. Häftan absorberar fukt, skyddar huden mot hudirritationer och är lätt att ta av. Urostomipåsen är konstruerad för att vara odörsäker.



Diskretion med ett personligt utseende och känsla

Elastiska häfta - Den tunna, elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.

Neutralt grått tyg - Det neutrala grå tyget är designat för att inte synas under kläderna, inte ens under vita kläder.

Tyget är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch och bad.

Urostomipåsen är en flerkammarpåse med backventil.

Utloppet är lätt att tömma och kan gömmas undan i påsen och det kan kopplas samman med en urinuppsamlingspåse.

SenSura[®] Mio Convex för dig med urostomi

När du har en urostomi kommer det urin från din stomi och det stomibandage du behöver är en urostomipåse. Oavsett hur din kroppsprofil ser ut finns en SenSura Mio Convex 1-dels urostomiprodukt för dig. Beroende på vilka kroppsliga utmaningar du har i området runt stomin finns det även tre olika djup på den konvexa basplattan; **soft**, **light** och **deep**.



SenSura Mio Convex Soft finns för stomier med stomimynningen över hudplanet som behöver lite stöd på grund av smärre utmaningar (t ex veck eller rynkor) i området runt stomin.



SenSura Mio Convex Light finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet som behöver lätt hjälp med att skjuta fram stomin.



SenSura Mio Convex Deep finns för stomier med stomimynningen under hudplanet som behöver mycket hjälp med att skjuta fram stomin.

SenSura[®] Mio 1-dels Urostomipåse Convex Soft

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunn	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-33 mm ×	33 mm	735634	168010	10	340 ml
Maxi	10-33 mm ×	33 mm	735635	168050	10	490 ml

Klar	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunn	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-50 mm ×	50 mm	735636	168100	10	490 ml



SenSura Mio Convex 1-dels

SenSura® Mio 1-dels Urostomipåse Convex Light

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-23 mm ×	23 mm	735640	168210	10	340 ml
	15-33 mm ×	33 mm	735641	168220	10	340 ml
	31-43 mm ×	43 mm	735642	168230	10	340 ml
Maxi	10-23 mm ×	23 mm	735643	168250	10	490 ml
	15-33 mm ×	33 mm	735644	168260	10	490 ml
	18-23 mm	23 mm	735645	168300	10	490 ml
	21-23 mm	23 mm	735646	168310	10	490 ml
	25-33 mm	33 mm	735647	168320	10	490 ml
	28-33 mm	33 mm	735648	168330	10	490 ml
	31-43 mm ×	43 mm	735649	168270	10	490 ml
Klar	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-23 mm ×	23 mm	735650	168350	10	490 ml
	15-33 mm ×	33 mm	735652	168360	10	490 ml
	10-43 mm ×	43 mm	735651	168370	10	490 ml



SenSura Mio Convex 1-dels

SenSura® Mio 1-dels Urostomipåse Convex Deep

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-23 mm ×	23 mm	735653	168510	10	340 ml
	15-33 mm ×	33 mm	735654	168520	10	340 ml
	31-43 mm ×	43 mm	735655	168530	10	340 ml
Maxi	10-23 mm ×	23 mm	735656	168550	10	490 ml
	15-33 mm ×	33 mm	735657	168560	10	490 ml
	18-23 mm	23 mm	735658	168600	10	490 ml
	21-23 mm	23 mm	735659	168610	10	490 ml
	25-33 mm	33 mm	735660	168620	10	490 ml
	28-33 mm	33 mm	735661	168630	10	490 ml
	31-43 mm ×	43 mm	735662	165270	10	490 ml
Klar	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-23 mm ×	23 mm	735663	168650	10	490 ml
	15-33 mm ×	33 mm	735665	168660	10	490 ml
	10-43 mm ×	43 mm	735664	168670	10	490 ml



SenSura Mio Convex 1-dels