

# SenSura<sup>®</sup> Mio 1-dels Urostomipåse

Passar bra. Känns bra

*SenSura<sup>®</sup> Mio*



# Den elastiska häftan passar alla kroppsformer

Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen

## Passar säkert

Den tunna, elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. bråck, ärr och hudveck. Häftan absorberar fukt, skyddar huden mot hudirritationer och är lätt att ta av. Urostomipåsar är konstruerade för att vara odörsäkra.

## Följer kroppens naturliga rörelser

Den tunna, elastiska häftan följer magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.



# Designad för att inte synas

## Diskretion med ett personligt utseende och känsla

**Neutralt grått tyg** - Det neutrala grå tyget är designat för att inte synas under kläderna, inte ens under vita kläder. Tyget är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch och bad.

**Inspektionslucka** - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

**Urostomipåsen** är en tömbar flerkammarpåse med backventil.


**Utloppet** är lätt att tömma och kan gömmas undan i påsen och det kan kopplas samman med en urinuppsamlingspåse.

## SenSura<sup>®</sup> Mio 1-dels Urostomipåse

Neutralt grå	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	10-45 mm ×	734480	105810	30	330 ml
Maxi	10-45 mm ×	734481	105820	30	400 ml
	20 mm	734482	105830	30	400 ml
	25 mm	734483	105840	30	400 ml
	30 mm	734484	105850	30	400 ml

Klar	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-45 mm ×	734485	105860	30	400 ml



### BodyFit Technology<sup>®</sup>

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.