

SenSura[®] Mio 1-dels sluten

Passar bra. Känns bra

SenSura[®] Mio



Den elastiska häftan passar alla kroppsformer

Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen

Den elastiska häftan passar säkert & följer kroppens naturliga rörelser

Den elastiska häftan följer individuella kroppsformer och skapar en säker anpassning mot t.ex. bråck, ärr och hudveck. Häftan innehåller hudkolloider så den absorberar fukt från huden. Den elastiska häftan följer magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.



Designad för att inte synas

Diskretion med ett personligt utseende och känsla

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

SenSura[®] Mio 1-dels sluten påse

Neutralt grå	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*15-45 mm ∞	734441	106700	30	100 ml
Midi	*15-45 mm ∞	734442	106710	30	340 ml
	*25 mm	734443	106720	30	340 ml
	*30 mm	734444	106730	30	340 ml
	*35 mm	734445	106740	30	340 ml
Maxi	*15-45 mm ∞	734446	106810	30	550 ml
	*30 mm	734447	106830	30	550 ml
	*35 mm	734448	106840	30	550 ml
	*40 mm	734449	106850	30	550 ml

*Med lucka för inspektion

Klar	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	15-55 mm ∞	734450	106910	30	550 ml



SenSura Mio 1-dels sluten påse