

SenSura[®] Mio Click

Passar bra. Känns bra

SenSura[®] Mio



Den elastiska häftan passar alla kroppsformer

Passar säkert och följer kroppens naturliga rörelser

Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. bråck, ärr och hudveck. Den följer även magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.

Designad för att inte synas

Elastisk häfta - Den elastiska platta häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.

Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

SenSura® Mio Click 2-dels basplatta

Basplatta	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteks- varunr	Artikel- nr	Styck/ fp
Uppklippbar	40 mm	10-35 mm<	734486	105010	5
	50 mm	10-45 mm<	734491	105110	5
	60 mm	10-55 mm<	734496	105210	5
Uppklippbar	40 mm	10-35 mm<	734487	105020	5
Bältesöron	50 mm	10-45 mm<	734492	105120	5
	60 mm	10-55 mm<	734497	105220	5
	70 mm	10-65 mm<	734501	105310	5
Förstansat hål	40 mm	20 mm	734488	105030	5
Bältesöron	40 mm	25 mm	734489	105040	5
	40 mm	28 mm	734490	105050	5
	50 mm	30 mm	734493	105130	5
	50 mm	32 mm	734494	105140	5
	50 mm	35 mm	734495	105150	5
	60 mm	40 mm	734498	105230	5
	60 mm	45 mm	734499	105240	5
	60 mm	50 mm	734500	105250	5

Offererade Mio Click basplattor passar offererade Mio Click påsar.



SenSura Mio Click 2-delsbandage



BodyFit
Technology®

BodyFit Technology®

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.

SenSura® Mio Click slutna påse

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734504	112110	30	100 ml
Midi	*40 mm	734502	112010	30	340 ml
	*50 mm	734505	112120	30	340 ml
	*60 mm	734507	112210	30	340 ml
Maxi	*40 mm	734503	112020	30	550 ml
	*50 mm	734506	112130	30	550 ml
	*60 mm	734508	112220	30	550 ml
	*70 mm	734509	112250	30	490 ml

* Med lucka för inspektion



SenSura® Mio Click tömbar påse

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	50 mm	734524	112410	30	200 ml
Midi	*40 mm	734520	112310	30	420 ml
	*50 mm	734525	112420	30	420 ml
	*60 mm	734527	112510	30	420 ml
Maxi	*40 mm	734521	112320	30	650 ml
	40 mm	734523	112340	30	650 ml
	*50 mm	734526	112430	30	650 ml
	50 mm	735160	112450	30	650 ml
	*60 mm	734528	112520	30	650 ml
	60 mm	734530	112540	30	650 ml
	*70 mm	734531	112610	30	510 ml
	70 mm	734533	112630	30	510 ml

* Med lucka för inspektion

Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	40 mm	734522	112330	30	650 ml
	60 mm	734529	112530	30	650 ml
	70 mm	734532	112620	30	510 ml

