

SenSura[®] Mio Convex slutén

Konvexitet utan kompromisser

SenSura[®] Mio Convex



Det finns en SenSura[®] Mio Convex för varje konvext behov

SenSura[®] Mio Flex Convex Light 2-dels

Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att man inte längre ska behöva kompromissa mellan en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa med i kroppens naturliga rörelser när man böjer och sträcker sig.

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin. (Urostomipåsar har inget filter).

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

2-dels Flex basplatta Convex Light

Convex Light	Krag- storlek	Hälstorlek	Skalstor- lek	Apoteks- varunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar	35 mm	10-20 mm \times	20 mm	735564	164710	5
	50 mm	15-30 mm \times	30 mm	735570	164810	5
	50 mm	15-40 mm \times	40 mm	735574	164830	5
	70 mm	15-53 mm \times	53 mm	735567	164910	5
Förstansat hål	35 mm	18-20 mm	20 mm	735566	164720	5
	50 mm	21-30 mm	30 mm	735571	164840	5
	50 mm	25-30 mm	30 mm	735573	164850	5
	50 mm	28-30 mm	30 mm	735568	164860	5
	50 mm	31-40 mm	40 mm	735572	164870	5
	50 mm	35-40 mm	40 mm	735565	164880	5
	70 mm	38-53 mm	53 mm	735569	164930	5
	70 mm	41-53 mm	53 mm	735575	164940	5



SenSura Mio Convex Light finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet som behöver lätt hjälp att skjutas fram eller för lätt inbuktade områden där en lätt kurva krävs för en bra passform.

2-dels Flex sluten

Neutralt grå	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734557	119110	30	130 ml
Midi	*35 mm	734554	119010	30	340 ml
	*50 mm	734558	119120	30	340 ml
	*70 mm	734561	119210	30	340 ml
Maxi	*35 mm	734555	119020	30	450 ml
	*50 mm	734559	119130	30	450 ml
	*70 mm	734562	119220	30	450 ml

Klar	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	35 mm	734556	119030	30	450 ml
	50 mm	734560	119140	30	450 ml
	70 mm	734563	119230	30	450 ml



2-dels Flex tömbar

Neutralt grå	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734568	119610	30	180 ml
Midi	*35 mm	734564	119510	30	260 ml
	*50 mm	734569	119620	30	260 ml
	*70 mm	734573	119710	30	260 ml
Maxi	*35 mm	734565	119520	30	410 ml
	35 mm	734567	119540	30	410 ml
	*50 mm	734570	119630	30	410 ml
	50 mm	734572	119650	30	410 ml
	*70 mm	734574	119720	30	410 ml
	70 mm	734576	119740	30	410 ml

Klar	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	35 mm	734566	119530	30	410 ml
	50 mm	734571	119640	30	410 ml
	70 mm	734575	119730	30	410 ml



2-dels Flex urostomipåse

Neutralt grå	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	50 mm	734579	122960	30	310 ml
Maxi	35 mm	734577	122910	30	450 ml
	50 mm	734580	122970	30	410 ml

Klar	Kragstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	35 mm	734578	122920	30	450 ml
	50 mm	734581	122980	30	410 ml

