

SenSura[®] Mio Flex Uro

Passar bra. Känns bra

SenSura[®] Mio



Den elastiska häftan passar alla kroppsformer

Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen

Passar säkert och följer kroppens naturliga rörelser

Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. bräck, ärr och hudveck. Den följer även magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.



Designad för att inte synas

Elastisk häfta - Den elastiska platta häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.


Produkten är försedd med backventil.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

SenSura® Mio Flex Urostomipåse

Neutralt grå	Krag-storlek	Apoteks-varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	50 mm	734579	122960	30	310 ml
Maxi	35 mm	734577	122910	30	450 ml
	50 mm	734580	122970	30	410 ml

Klar	Krag-storlek	Apoteks-varunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	35 mm	734578	122920	30	450 ml
	50 mm	734581	122980	30	410 ml



BodyFit Technology®

SenSura Mio är baserad på Bodyfit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.