

SenSura[®] Mio Flex

Passar bra. Känns bra

SenSura[®] Mio



Den elastiska häftan passar alla kroppsformer

Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen.

Passar säkert och följer kroppens naturliga rörelser

Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. bräck, ärr och hudveck. Den följer även magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.



Elastisk häfta - Den elastiska platta häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.


* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

SenSura® Mio Flex basplatta

| Basplatta | Krag- storlek | Hålstorlek | Apoteks- varunr | Artikel- nr | Styck/ fp |
|----------------|------------------|------------|--------------------|----------------|--------------|
| Uppklippbar | 35 mm | 10-33 mm | 734545 | 105510 | 10 |
| | 50 mm | 10-48 mm | 734546 | 105610 | 10 |
| | 70 mm | 10-68 mm | 734551 | 105710 | 10 |
| Förstansat hål | 50 mm | 25 mm | 734547 | 105620 | 10 |
| | 50 mm | 30 mm | 734548 | 105630 | 10 |
| | 50 mm | 35 mm | 734549 | 105640 | 10 |
| | 50 mm | 40 mm | 734550 | 105650 | 10 |
| | 70 mm | 45 mm | 734552 | 105720 | 10 |
| | 70 mm | 50 mm | 734553 | 105730 | 10 |



SenSura Mio Flex 2-delsbandage



BodyFit Technology®

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.

SenSura® Mio Flex slutna påse

| Neutralt grå | Krag-storlek | Apoteks-varunr | Artikelnr | Styck/fp | Volym |
|--------------|--------------|----------------|-----------|----------|--------|
| Mini | *50 mm | 734557 | 119110 | 30 | 130 ml |
| Midi | *35 mm | 734554 | 119010 | 30 | 340 ml |
| | *50 mm | 734558 | 119120 | 30 | 340 ml |
| | *70 mm | 734561 | 119210 | 30 | 340 ml |
| Maxi | *35 mm | 734555 | 119020 | 30 | 450 ml |
| | *50 mm | 734559 | 119130 | 30 | 450 ml |
| | *70 mm | 734562 | 119220 | 30 | 450 ml |

*Med lucka för inspektion

| Klar | Krag-storlek | Apoteks-varunr | Artikelnr | Styck/fp | Volym |
|------|--------------|----------------|-----------|----------|--------|
| Maxi | 35 mm | 734556 | 119030 | 30 | 450 ml |
| | 50 mm | 734560 | 119140 | 30 | 450 ml |
| | 70 mm | 734563 | 119230 | 30 | 450 ml |

SenSura® Mio Flex tömbar påse

| Neutralt grå | Krag-storlek | Apoteks-varunr | Artikelnr | Styck/fp | Volym |
|--------------|--------------|----------------|-----------|----------|--------|
| Mini | *50 mm | 734568 | 119610 | 30 | 180 ml |
| Midi | *35 mm | 734564 | 119510 | 30 | 260 ml |
| | *50 mm | 734569 | 119620 | 30 | 260 ml |
| | *70 mm | 734573 | 119710 | 30 | 260 ml |
| Maxi | *35 mm | 734565 | 119520 | 30 | 410 ml |
| | 35 mm | 734567 | 119540 | 30 | 410 ml |
| | *50 mm | 734570 | 119630 | 30 | 410 ml |
| | 50 mm | 734572 | 119650 | 30 | 410 ml |
| | *70 mm | 734574 | 119720 | 30 | 410 ml |
| | 70 mm | 734576 | 119740 | 30 | 410 ml |

* Med lucka för inspektion

| Klar | Krag-storlek | Apoteks-varunr | Artikelnr | Styck/fp | Volym |
|------|--------------|----------------|-----------|----------|--------|
| Maxi | 35 mm | 734566 | 119530 | 30 | 410 ml |
| | 50 mm | 734571 | 119640 | 30 | 410 ml |
| | 70 mm | 734575 | 119730 | 30 | 410 ml |