


SenSura[®] Mio Kids

Så barn kan röra sig som barn

SenSura[®] Mio Kids

SenSura Mio Kids bygger på BodyFit Technology[®] för att passa formen på små, runda barnmagar.



Det finns en Mio för alla



Det första SenSura[®] Mio bandaget speciellt framtaget för små barn

SenSura Mio Kids har samma platta elastiska häfta som övriga SenSura Mio produkter för vuxna, vilket gör det möjligt för häftan att anpassa sig till kroppens rörelser. SenSura Mio Kids finns som både 1-dels och 2-delbandage.

Övriga barnvänliga egenskaper




Stjärnformad, elastisk häfta

Häftan är hudvänlig och stjärnformad med specialflikar för att omfamna små, runda barnmagar samtidigt som den är flexibel i placeringen på magen. Innehåller hydrokolloider.



Flexzoner

Speciella flexzoner i kanterna och i mitten av häftan ökar flexibiliteten runt stomin för maximal rörelsefrihet.



Unikt cirkelfilter

Det speciella cirkelfiltret är bevisat att förhindra att filtret täpps igen. Det minskar även uppkomsten av ballooning med upp till 61%.¹



Diskret material

SenSura Mio Kids har en neutralt grå, vatten-avstötande och behaglig textil som ser mer ut som ett klädesplagg än ett medicinskt tillbehör och som är bekväm att bära då den inte skaver på huden.

SenSura Mio Kids sortiment

	Apoteksvarunr	Artikelnr	Produktnamn
1-dels tömbar påse	739162	187101	1-dels tömbar påse midi 0-35 mm, neutralt grå
	739163	187111	1-dels tömbar påse midi, 0-35 mm, klar
1-dels urostomipåse	739165	187131	1-dels urostomipåse, 10-35 mm, neutralt grå
	739164	187121	1-dels urostomipåse, 10-35 mm, klar
2-dels basplatta	739174	187351	2-dels Flex basplatta 27 mm krage, 0-27 mm
	739175	187471	2-dels Flex basplatta 35 mm krage, 0-35 mm
2-dels tömbar påse	739166	187201	2-dels Flex tömbar påse mini, 27 mm, neutralt grå
	739168	187221	2-dels Flex tömbar påse midi, 27 mm, neutralt grå
	739170	187241	2-dels Flex tömbar påse midi, 35 mm, neutralt grå
	739167	187211	2-dels Flex tömbar påse mini, 27 mm, klar
	739169	187231	2-dels Flex tömbar påse midi, 27 mm, klar
739197	187251	2-dels Flex tömbar påse midi, 35 mm, klar	
2-dels urostomipåse	739172	187301	2-dels Flex urostomipåse, 27 mm
	739173	187311	2-dels Flex urostomipåse, 35 mm

1. Coloplast, Clinical Study, 2010, 61% for ileostomists, 53% for colostomists.

Vill du lära dig mer?

Lär dig mer om stomivård och barn med "The Global Paediatric Stoma Care Best Practice Guideline" utvecklad av Global Paediatric Stoma Care Nurses Advisory Board.

Beställ en gratis kopia på:
mail@coloplast.com

Coloplast[®]
Professional