



Lägg till CE-märke, Svanenmärke och
miljöruta



Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
se@coloplast.com
www.coloplast.se

SenSura Xpro

- när du behöver ett extra skydd mot huden




SenSura

 Coloplast

Våra unika 2-lagershäftor

Det finns flera anledningar till att ett enkelt lager inte alltid är effektivt och bekvämt. Därför har vi skapat en häftplatta med två olika material i två olika lager, vilket gör att du kan kombinera funktioner som inte tidigare har fungerat tillsammans.




SenSura Xpro hjälper vid extremt rikliga flöden eller risker för hudirritation

Personer som har en ileostomi eller urostomi får oftare hudproblem än personer med en kolostomi. Resultatet i OstomySkinStudy visar att diagnosen hudproblem är högst hos personer som har en ileostomi (57%) och en urostomi (48%)¹.

Dessutom är hudproblemen allvarigare hos personer med dessa stomityper. Stomierna flödar mer, de är ofta mer aggressiva och kan snabbt luckra upp häftan vilket gör att huden exponeras för flödet från stomin.

Kontakt med flödet från stomin är den vanligaste orsaken till hudirritation, vilket leder till hudproblem och minskad patientkomfort.

Type of skin disorder breakdown on ileostomy and urostomy¹



References

1: Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, Nybæk H, Karlsmark T, Laursen TN, Jemec G, "OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas", British Journal of Nursing, 2006, Vol 15, No 16, pp 854-862. 2: Black, P. "Treating peristomal skin problems in the community," Br J Community Nurs, 2002;7:212-7.

SenSura häftan

finns i två versioner

För att klara utmaningen att skydda huden i de fall när inte en vanlig standardplatta räcker till, har vi tagit fram **SenSura Xpro**, som har ett extra skydd mot aggressiva flöden. Xpro = "Extra Protection".

SenSura standardhäfta

– häftan man använder till de flesta stomier



SenSura passar de flesta stomier.

Denna häfta används på SenSura 1-dels urostomibandage.

SenSura Xpro häfta

– häftan mot aggressiva flöden




SenSura Xpro erbjuder extra skydd mot aggressiva flöden. Denna häfta finns med häftkoppling och klickkoppling.

SenSura Xpro


- ett extra gott skydd för huden

Vad är skillnaden mot SenSura standardhäfta?

Två extra ingredienser har lags till i SenSura Xpro för att ge huden ett extra skydd mot aggressiva flöden.



Klistrig gummibandsstruktur – så här fungerar den



Extra motståndskraft

SenSura Xpro häfta är uppbyggd i två lager precis som SenSura standardhäfta. För att stärka häftan ytterligare har vi tillfört två nya ingredienser, så att häftan ska kunna ge ett bättre skydd för huden vid stomier med aggressiva flöden, t ex urostomier eller ileostomier.




SenSura Xpro är ännu mer motståndskraftig, dvs klarar ännu bättre att stå emot flödet från stomin, än en **SenSura** standardhäfta. Detta innebär att:

- Häftan förblir intakt även vid aggressiva flöden
- Häftan skyddar huden mot aggressiva flöden
- Risken för hudirritation såsom klåda, rodnad och hudskador minskar
- Risken för hudproblem minskar, vilket ökar patientkomforten

SenSura Xpro erbjuder också starkare vidhäftning mot huden, vilket:

- Förhindrar aggressiva flöden från att sippra in under häftan
- Förbygger hudirritation

Eftersom kanten på häftan runt stomin absorberar fukt, sväller den upp och skapar en förslutning runt stomin för att ytterligare skydda huden mot aggressiva flöden.



SenSura Xpro häfta

Lägg in tabeller här från Stomi produktguiden