


Brava™

Tänk nytt. Tänk Brava™



“Jag hade vant mig
vid läckage då och då
– jag trodde det var
 normalt.”

Nicholas, stomiopererad 2010

Brava™ tillbehörssortiment är utvecklat för att **begränsa risken för läckage**, att vårda huden och att neutralisera lukt.



Brava Elastisk Tejp

Den elastiska tejpens används för att ytterligare säkerställa att basplattan sitter där den ska. Tejpens följer kroppens former och rörelser. Den är hudvänlig och med sina fasade kanter förhindrar den att kanterna på häftan rullar upp sig och släpper.



Brava Bälte

Brava Bälte används för att hålla basplattan extra säkert på plats. Bältet passar både Coloplast Assura och SenSura basplattor. Justerbart. Tillverkat i ett mjukt och behagligt material i en neutral färg. Tvättas i 60 grader.



Brava Formbar Pasta

Den formbara pastan används till att skapa en jämn och slät yta på huden runt stomin. Kan användas helt eller delvis, förpackningen är lätt att återförsluta.

Brava Tubpasta

Brava Tubpasta kan reducera läckage genom att skapa en tät förslutning vid veck runt stomin. Pastan kan absorbera fukt och är därför mycket hållbar. Tubpastan är hudvänlig, har samma pH-värde som huden. Alkoholfri och svider inte.



Nyhet från
1 oktober

Brava™ tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage, att **vårda huden** och att **neutralisera lukt**.



Brava Häftborttagning

Brava häftborttagningsprodukter används för att underlätta borttagningen av stomihäftan och för borttagning av eventuella häftrester på huden. Sprayen kan sprayas från alla vinklar och behållaren kan tömmas helt. Torkar snabbt och påverkar inte vidhäftningen av basplattan. Alkoholfri och svider inte.



Brava Hudbarriär

Brava hudbarriärprodukter skapar en skyddande film på huden för att begränsa risken för hudproblem. Torkar snabbt och påverkar inte kommande vidhäftning. Sprayventilen blockeras inte. Alkoholfri och svider inte.



Brava Hudskyddsplatta

Brava hudskyddsplatta används för att skapa en jämn yta på huden runt stomin för en säkrare och bättre tillpassning av stomihäftan. Hudskyddsplattorna finns i två storlekar.

Neutraliserar lukt




Brava Multismörjande Deodorant

Brava Multismörjande Deodorant neutraliserar lukt och har en multismörjande effekt, vilken säkerställer att påsens innehåll hamnar längst ned i påsen.

Detta innebär att ingen avföring sitter kvar runt stomin och det underlättar även tömningen av påsen. Deodoranten är hudvänlig.

Finns på flaska och i dosförpackning.



Brava™ tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage, att vårda huden och att neutralisera lukt.

Begränsar risken för läckage

Produkt	Antal/fp	Apoteksvarunr
Brava Elastisk Tejp	20	732900
Brava Bälte	1	251827
Brava Formbar Pasta	10	275792
Brava Tubpasta	1	733240

Vårdar huden

Produkt	Antal/fp	Apoteksvarunr
Brava Häftborttagning Spray	1	732901
Brava Häftborttagning Våtservett	30	732904
Brava Hudbarriär Spray	1	732903
Brava Hudbarriär Våtservett	30	732902
Brava Hudskyddsplatta 10x10 cm	10	261552
Brava Hudskyddsplatta 15x15 cm	5	261560

Neutraliserar lukt

Produkt	Antal/fp	Apoteksvarunr
Brava Multismörjande Deodorant, flaska	1	733261
Brava Multismörjande Deodorant, dosförpackning	20	733280