

## 2-dels stomibandage



# SenSura® Click – För dubbel kontroll

Det som fungerar för en person kanske inte passar en annan. Därför har vi på Coloplast tagit fram en serie produkter för stomiopererade; SenSura®.

De har det gemensamt att de gör livet tryggare i alla situationer. Den unika häftplattan i två lager kombinerar en unik häftförmåga med smidighet, både i hanteringen och när man vill känna sig rörelsefri. Den har maximal absorptionsförmåga och motverkar hudproblem, som annars kan uppstå vid läckage.

SenSura finns som 1-delsprodukt, där påsen sitter ihop med häftan. Här kan du läsa om en av våra 2-delsprodukter, SenSura Click. Lika säker som 1-delsprodukten

men med den smidiga möjligheten att bara byta påsen och låta häftan sitta kvar. SenSura Click ger dubbel kontroll att påsen sitter som den ska.

Ibland vill man av olika anledningar kunna kontrollera att 2-delskopplingen sitter som den ska. Då ger SenSura Click en dubbel försäkring om när påsen sitter fast och när man kan ta av den. Den extra säkerhetsringen med klick-kopplingen består av ett litet lås som säger klick när man tar av eller sätter påsen på plats.

SenSura Click är en kombination av den nya häftplattan och den välkända och säkra klickkopplingen.

## Basplatta

SenSura® Click	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar	40 mm	10-35 mm	220132	100010	5
	50 mm	10-45 mm	220133	100020	5
	60 mm	10-55 mm	220134	100030	5
	70 mm	10-65 mm	220135	100041	5
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	10-35 mm	220136	100110	5
	50 mm	10-45 mm	220140	100210	5
	60 mm	10-55 mm	220143	100310	5
	70 mm	10-65 mm	220146	100411	5
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	20 mm	220138	100120	5
	40 mm	25 mm	220139	100130	5
	50 mm	30 mm	220141	100220	5
	50 mm	35 mm	220142	100230	5
	60 mm	40 mm	220144	100320	5

## Basplatta konvex Light

SenSura® Click konvex Light	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	15-23 mm	220147	110110	5
	50 mm	15-33 mm	220149	110210	5
	60 mm	15-43 mm	220154	110310	5
	70 mm	15-53 mm	220156	110410	5
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	21 mm	220148	110120	5
	50 mm	25 mm	220150	110220	5
	50 mm	28 mm	220151	110230	5
	50 mm	31 mm	220153	110240	5
	60 mm	35 mm	220155	110320	5

## 2-dels sluten

SenSura® Click Beige	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	40 mm	730459	133040	30	110 ml
	50 mm	730460	133050	30	110 ml
Midi	40 mm	730462	133140	30	340 ml
	50 mm	730463	133150	30	340 ml
	60 mm	730464	133160	30	340 ml
Maxi	40 mm	730465	133240	30	550 ml
	50 mm	730466	133250	30	550 ml
	60 mm	730467	133260	30	550 ml
	70 mm	730468	133270	30	490 ml

## 2-dels tömbar Hide-away

SenSura® Click Beige	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	40 mm	730469	148740	30	220 ml
	50 mm	730470	148750	30	220 ml
Midi	40 mm	730471	148840	30	420 ml
	50 mm	730472	148850	30	420 ml
	60 mm	730473	148860	30	420 ml
Maxi	40 mm	730474	148940	30	650 ml
	50 mm	730475	148950	30	650 ml
	60 mm	730476	148960	30	650 ml
	70 mm	730477	148970	30	510 ml

SenSura® Click Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	50 mm	730479	149050	30	650 ml
	60 mm	730480	149060	30	650 ml
	70 mm	730481	149070	30	510 ml

### Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energutvinning.



Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-09.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri, 300 ex. SP1516

Kundservice: 0300-332 56  
se@coloplast.com  
www.coloplast.se