

2-dels basplatta



SenSura® Xpro – Vid extremare flöden

SenSura® häftan består av två lager. Ett mörkare, extra hudvänligt lager, som säkert sluter tätt mot huden och effektivt suger upp överflödigt fukt. Lätt att ta av, utan att lämna häftrester. Det övre, ljusare och skyddande lagret, sväller snabbt upp runt stomin och täcker och skyddar på så sätt det undre lagret mot flödet från stomin. En häfta i två lager gör det möjligt att kombinera funktioner som inte tidigare har fungerat tillsammans.

Det är en utmaning att skydda huden när den vanliga häftan inte räcker till. Därför har vi tagit fram SenSura Xpro, som ger ett extra gott skydd för huden vid extra rikliga eller frätande flöden. Xpro = Extra protection.

Extra motståndskraft och häftförmåga

SenSura Xpro är extremt motståndskraftigt och klarar betydligt kraftigare och frätande flöden. Det innebär att:

- Häftan håller måtten även vid extra rikliga och frätande flöden
- Häftan skyddar huden effektivt
- Risken för hudirritationer i form av klåda, rodnad och hudskador minskar
- Livskvaliteten för patienten ökar eftersom risken för hudproblem minskar

Den ökade häftförmågan innebär att:

- Häftan förhindrar kraftiga och frätande flöden från att sippra in under häftan
- Häftan förebygger hudirritation

Basplatta

SenSura® Flex Xpro	Kragstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/ fp
Uppklippbar	35 mm	10-33 mm ↗	220456	101040	10
	50 mm	10-48 mm ↗	220457	101050	10
	70 mm	10-68 mm ↗	220458	101060	10

Basplatta konvex Light

SenSura® Flex Xpro Konvex Light	Kragstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/ fp
Uppklippbar Bältesöron	35 mm	15-23 mm ↗	220460	113040	5
	50 mm	15-33 mm ↗	220461	113050	5
	50 mm	15-43 mm ↗	220462	113060	5
	70 mm	15-56 mm ↗	220463	113080	5

Basplatta

SenSura® Click Xpro	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/ fp
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	10-35 mm ↗	220437	100150	10
	50 mm	10-45 mm ↗	220440	100250	10
	60 mm	10-55 mm ↗	220444	100350	10
	70 mm	10-65 mm ↗	220446	100450	10
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	20 mm	220438	100160	10
	40 mm	25 mm	220439	100170	10
	50 mm	30 mm	220441	100260	10
	50 mm	35 mm	220443	100270	10
	60 mm	40 mm	220445	100360	10

Basplatta konvex Light

SenSura® Click Xpro Konvex Light	Ringstorlek	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/ fp
Uppklippbar Bältesöron	40 mm	15-23 mm ↗	220447	110150	5
	50 mm	15-33 mm ↗	220449	110250	5
	60 mm	15-43 mm ↗	220453	110350	5
	70 mm	15-53 mm ↗	220455	110450	5
Förstansat hål Bältesöron	40 mm	21 mm	220448	110160	5
	50 mm	25 mm	220450	110260	5
	50 mm	28 mm	220451	110270	5
	50 mm	31 mm	220452	110280	5
	60 mm	35 mm	220454	110360	5

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2010-09.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri, 300 ex. SP1517

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
se@coloplast.com
www.coloplast.se