

Säkerställer
passform

Brava® Elastisk tejp

Extra säkerhet för alla kroppsprofiler



Produktinformation

Användning

Brava Elastisk tejp används för att förhindra att kanterna på basplattan släpper och säkerställer att stomibandaget sitter säkert på plats på intakt hud.

Fördelar

- **Elastisk och följsam** - följer kroppens konturer och rörelser. Materialet är mer elastiskt än konkurrenternas¹.
- **Förlänger bårtiden** av stomibandaget genom att förhindra att basplattans kanter lossnar
- **Hudvänlig hydrokolloid** - tejpens absorberar fukt och är latexfri
- **Vattentät** - kan användas vid bad, simning eller andra vattenaktiviteter.
- **Fasade kanter** - förhindrar att tejpens kanter släpper. Fastnar inte i kläderna.
- **Ger extra säkerhet när du är aktiv** eftersom den både absorberar svett och fukt och behåller sin elasticitet.
- **Tillgänglig i tre modeller** för att passa olika kroppsformer och basplattor
- **Elastisk tejp halvmåneformad** - Passar de flesta basplattor (runda & ovala). Använd 1 eller 2 tejpbitar
- **Elastisk tejp rak** - För fyrkantiga basplattor. Använd 1,2, 3 eller 4 tejpbitar
- **Elastisk tejp bälte** - Extra stöd på utåtbuktande områden eller när du använder bälte. Använd 1 eller 2 tejpbitar

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care


Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktsortiment

Brava® Elastisk tej

	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Halvmåneformad	20	480	120700	732900
Rak	20	800	120740	735000
Bälte	20	640	120720	735001



Brava tillbehörsprodukter

Brava tillbehörsprodukter erbjuder ett komplett sortiment för att skräddarsy stomibandageringen efter patientens individuella behov. Brava sortimentet löser de vanligaste stomirelaterade utmaningarna genom att uppfylla tre tydliga patientbehov.

Underlättar byten för en optimal bytesrutin



Säkerställer rätt passform för att förhindra läckage



Skyddar huden för att bibehålla en hälsosam peristomal hud



Skanna QR-koden för att ladda ned separata steg-för-steg instruktioner för Brava.
coloplast.to/steg-for-steg-stomi

Referens 1. Jämfört med Hollister Adapt Barrier Extender, Dansac X-tra Strips – VV-0127466.

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Brava Elastisk tejp ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten. Förvara produkten horisontellt.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.