

Säkerställer
passform

Brava® Formbar pasta

Användarvänlig pasta för ärr och veck



Produktinformation

Användning

Brava Formbar pasta används för att fylla ut veck och håligheter i intakt hud och skapar en jämn yta för stomibandaget att fästa på för att minska risken för läckage.

Fördelar

- **Skyddar huden** - absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk. Innehåller hydrokolloid.
- **Förhindrar att basplattan släpper** - skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att applicera och forma** - fyller ut och jämnar till djupare veck, rynkor och ärr
- **Lätt att avlägsna** och lämnar inga rester på huden
- **Hållbar** – motståndskraftig mot uppluckring
- **Hudvänlig** - Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Brava Formbar pasta ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten. Förvara produkten horisontellt.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.