

Säkerställer
passform

Brava® Formbar ring

Den mest hållbara ringen på marknaden¹



Produktinformation

Användning

Brava Formbar ring används för en bättre passform mellan stomin och basplattan och skyddar huden mot läckage. Brava Formbar ring är avsedd att fylla i fördjupningar/veck i intakt hud kring stomin.

Fördelar

- **Skyddar huden** - absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk. Innehåller hydrokolloid.
- **Lång hållbarhet** - marknadens mest hållbara ring som håller upp till 96 timmar¹ utan att luckras upp och vittra sönder
- **Förhindrar att basplattan släpper** - skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att forma och applicera** så den sluter tätt kring stomin. Fyller även ut ärr och veck. Följer kroppens rörelser.
- **Lätt att avlägsna** och lämnar inga rester på huden
- **Tillgänglig** i två tjocklekar

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktsortiment

Brava® Formbar ring

Hålstorlek	Ringstorlek	Tjocklek	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
18 mm	48 mm	2,0 mm	30	180	120305	737302
18 mm	48 mm	4,2 mm	30	180	120425	737304



Brava tillbehörprodukter

Brava tillbehörprodukter erbjuder ett komplett sortiment för att skräddarsy stomibandageringen efter patientens individuella behov. Brava sortimentet löser de vanligaste stomirelaterade utmaningarna genom att uppfylla tre tydliga patientbehov.

Underlättar byten för en optimal bytesrutin



Säkerställer rätt passform för att förhindra läckage



Skyddar huden för att bibehålla en hälsosam peristomal hud



Skanna QR-koden för att ladda ned separata steg-för-steg instruktioner för Brava.
coloplast.to/steg-for-stegi

Referens 1. R&D lab test mot Eakin, Hollister 2011

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Brava Formbar ring ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiproducter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.