

Underlättar  
byten

# Brava<sup>®</sup> Häftborttagning

Snabb och enkel borttagning av stomibandaget



## Produktinformation

### Användning

Brava Häftborttagning minskar risken för hudskada genom att enkelt ta bort stomibandaget och överblivna häftrester utan att påverka vidhäftningen av nästa stomibandage. Ska användas på intakt hud.

### Fördelar

- **Skonsam häftborttagning** - Kräver 89%<sup>1</sup> mindre kraft vid borttagning av stomibandaget. Minskar risken för hudskador<sup>2</sup>
- **Hudvänlig** – Silikonbaserad lösning som är hudvänlig och gör det enklare att ta bort stomibandaget
- **Svider inte** - Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden
- **Torkar på ett par sekunder** - Nästa stomibandage kan appliceras nästan direkt vilket underlättar snabba byten
- **Doftfri**
- **Finns som spray och praktisk våtservett**
- **Sprayflaskan kan sprayas från alla vinklar** för enklare handhavande
- **Sprayflaskan kan tömmas helt**
- **Innehåller ingen växthusgas**, vilket ger en mindre klimatpåverkan
- **XL flaskan** är mer kostnads-effektiv samtidigt som användningen av råmaterial minskar
- **Våtservetten** tar bort häftrester på huden

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

## Produktsortiment

### Brava® Häftborttagning

	Volym	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteksvarunnr
Spray XL	75 ml	1	70	120120	731828
Spray	50 ml	1	48	120105	732901
Vätservett	3,9 ml	30	960	120115	732904



## Brava tillbehörsprodukter

Brava tillbehörsprodukter erbjuder ett komplett sortiment för att skräddarsy stomibandageringen efter patientens individuella behov. Brava sortimentet löser de vanligaste stomirelaterade utmaningarna genom att uppfylla tre tydliga patientbehov.

### Underlättar byten för en optimal bytesrutin



### Säkerställer rätt passform för att förhindra läckage



### Skyddar huden för att bibehålla en hälsosam peristomal hud



Skanna QR-koden för att ladda ned separata steg-för-steg instruktioner för Brava.  
[coloplast.to/steg-for-steg-stomi](https://coloplast.to/steg-for-steg-stomi)

Referens 1. Coloplast, Laboratory Report, Weartest on pig skin using adhesive remover spray, Data on file (VV-0286564)  
 Referens 2. The effect of Adhesive Remover Spray on skin stripping of ostomy products, 30-06-2016. Data on file.

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur Brava Häftborttagning ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Rekommenderas inte för användning på prematura spädbarn, nyfödda eller spädbarn med en vikt på mindre än 4 kg på grund av deras omogna hud.

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

## Förvaring

Spray: Extremt brandfarlig aerosol – Fara  
Förvara säkert och håll utom räckhåll för barn.  
Tryckluftsbehållare: Skydda för solljus och utsätt inte för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.  
Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad.

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).