

Säkerställer
passform

Brava® Skyddande tätningsring convex

Formbar ring med mjuk konvexitet



Produktinformation

Användning

Brava Skyddande tätningsring convex används för att skydda intakt hud mot läckage vid indragna stomier eller stomier i hudplan samt vid veck eller ärrbildning runt stomin.

Fördelar

- **Extra stöd** för stomier i hudnivå och indragna stomier
- **Formbar** för att passa alla stomiformer; ovala, runda eller loopileostomier
- **Bibehåller sin konvexitet** efter formning
- **Absorberar fukt** och bibehåller en frisk hud. Innehåller hydrokolloid.
- **Lämnar minimala rester på huden** och är erosionsbeständig
- **Hög vidhäftningsförmåga** och fyller även de minsta vecken. Följer kroppens rörelser.
- **Ger en skräddarsydd konvex lösning** i kombination med släta basplattor eller SenSura Mio Convex Flip basplattor
- **Ringarna kan staplas ovanpå varandra** för att bygga skräddarsydda konvexa lösningar
- **Tillgänglig** i sex storlekar för att tillgodose individuella behov och stomistorlekar

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktsortiment

Brava® Skyddande Tätningsring Convex

Hålstorlek	Ringstorlek	Tjocklek	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteksvarunr
20 mm	60 mm	8 mm	30	360	120900	730578
25 mm	65 mm	8 mm	30	360	120910	730579
30 mm	70 mm	8 mm	30	360	120920	730581
35 mm	75 mm	8 mm	30	240	120930	730582
40 mm	80 mm	8 mm	30	240	120940	730583
45 mm	85 mm	8 mm	30	240	120950	730584



Brava tillbehörprodukter

Brava tillbehörprodukter erbjuder ett komplett sortiment för att skräddarsy stomibandageringen efter patientens individuella behov. Brava sortimentet löser de vanligaste stomirelaterade utmaningarna genom att uppfylla tre tydliga patientbehov.

Underlättar byten för en optimal bytesrutin



Säkerställer rätt passform för att förhindra läckage



Skyddar huden för att bibehålla en hälsosam peristomal hud



Skanna QR-koden för att ladda ned separata steg-för-steg instruktioner för Brava.
coloplast.to/steg-for-steg-stomi

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Brava Skyddande tättningsring convex ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.