

Säkerställer
passform

Brava[®] Tubpasta

Snäll mot huden, tuff mot läckage



Produktinformation

Användning

Brava Tubpasta används för att fylla ut rynkor och veck i intakt hud och skapar en jämn yta för stomibandaget att fästa på för att minska risken för läckage.

Fördelar

- **Skyddar huden** - absorberar fukt och skyddar huden från avföring eller urin för att hålla huden frisk. Innehåller hydrokolloid.
- **Förhindrar att basplattan släpper** - skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på
- **Lätt att applicera och forma** - fyller ut och jämnar till veck, rynkor och ärr
- **Svider inte** – Innehåller ingen alkohol som kan ge sveda eller torka ut huden
- **Hållbar** – motståndskraftig mot uppluckring

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktsortiment

Brava® Tubpasta

Vikt	Antal/fp	Antal/tpf	Artikelnr	Apoteksvarunr
60 g	1	54	120500	733240



*Volym 59 ml

Brava tillbehörsprodukter

Brava tillbehörsprodukter erbjuder ett komplett sortiment för att skräddarsy stomibandageringen efter patientens individuella behov. Brava sortimentet löser de vanligaste stomirelaterade utmaningarna genom att uppfylla tre tydliga patientbehov.

Underlättar byten för en optimal bytesrutin



Säkerställer rätt passform för att förhindra läckage



Skyddar huden för att bibehålla en hälsosam peristomal hud



Skanna QR-koden för att ladda ned separata steg-för-steg instruktioner för Brava.
coloplast.to/steg-for-steg-stomi

Användarinstruktioner

För instruktioner hur Brava Tubpasta ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Kassera tuben om pastan blir mörk.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.