

Coloplast® 2-dels Click Uro Micropåse

Liten och diskret



Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. Coloplast 2-dels Click uro micropåse kan användas tillsammans med både platt och konvex basplatta, och är kompatibel med SenSura Click och Assura Click.

Fördelar

- Liten och diskret
- Kan kopplas till Coloplast Uro sängpåse (artnr 213650) eller marknadens övriga urinuppsamlingspåsar
- Påsens storlek förhindrar att den vrider sig och ger ett fritt flöde
- Passar bra för personer i rullstol
- Vattenavvisande material

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



SenSura 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



Produktsortiment

Coloplast® 2-dels Click Uro Micropåse

Beige

Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	50 ml	30	360	142040	201623
50 mm	50 ml	30	360	142050	201625
60 mm	50 ml	30	360	142060	201626



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast® 2-dels Click Uro Micropåse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.