

Coloplast® 2-dels Click Uro Minicap

Liten och diskret



Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla urin. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. Coloplast 2-dels Click Uro minicap kan användas tillsammans med både platt och konvex basplatta, och är kompatibel med SenSura Click och Assura Click


Fördelar

- Diskret – för tillfällen då mer diskretion krävs
- Vattenavvisande starkt nonwoven-material
- Superabsorberande material på insidan

SenSura 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan.



Produktsortiment

Coloplast® 2-dels Click Uro Minicap

Beige

Ringstorlek	Volym	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	100 ml	30	300	028070	284190
50 mm	100 ml	30	300	028080	284208



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast® 2-dels Click Uro Minicap ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.