

Volym-
gradering

Backventil

PVC-fri

Coloplast® Dränagepåse

Speciellt utvecklad för dränage & fistelbandagering



Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Coloplast® Dränagepåse är avsedd att täcka sår-/fistelutflöde i bukområdet och passivt uppsamla utflöde, t.ex. blod, lymfa och exsudat från fistel och infekterade sår.

Fördelar

- **Utloppet** – Dränagepåsens utlopp har en inre diameter på 10 mm och kan anslutas till de flesta nattpåsar utan speciell konnektor. Påsen kan med fördel kopplas samman med Conveen sängpåse. Utloppet försluts lätt med tillhörande utloppsplugg.
- **Volymgradering** – Mängden av sekretion avläses säkert och enkelt med hjälp av volymgradering på uppsamlingspåsen
- **Klippmarkering**– Klippguiden på skyddspappret underlättar tillpassningen av hudskyddsplattans starthål och ytterkant.
- **Backventil** – Påsen har backventil som förhindrar att sekretionen rinner tillbaka
- **Smidig inspektion**– Ena sidan har transparent plast för smidig inspektion
- **Mjukt behagligt tyg** – baksidan har ett mjukt tyg som är behagligt mot patientens hud och minskar risken för hudirritation
- **PVC-fri plast** - Påsen är gjord av mjuk PVC-fri plast. Släpper ej igenom doft.
- **Coloplast® spiralhäfta**– Häftan har hydrokolloida egenskaper som absorberar vätska och bidrar till god hudhälsa. Sitter säkert mot huden; är skonsam att ta bort.
- **Förpackningen öppnas lätt** med en tydlig 'peel-open' öppning med breda v-formade greppytor som säkerställer att innehållet inte riskerar att kontamineras vid öppning av förpackning
- **Primärförpackningen** är tillverkad av 2 olika material (papper och plast) med en svetsning som säkerställer att pappret inte fastnar i plasten
- **Tillgänglig i tre volymstorlekar** - mini, midi, maxi. Välj mellan osteril/steril

Produktsortiment

Coloplast® dränagepåse

Osteril

	Volym	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Mini	100 ml	20	320	022400	200054
Midi	300 ml	20	320	022450	200056
Maxi	500 ml	20	320	022500	200057



Steril

	Volym	Antal/fp	Antal/tp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Mini	100 ml	10	160	022100	*
Midi	300 ml	10	160	022150	*
Maxi	500 ml	10	120	022200	*

* Beställs direkt hos Coloplast AB, tel 0300-332 56

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast dränagepåse ska användas, se separat bruksanvisning.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i förpackningen tills de tas ur för användning, eftersom förpackningen skyddar produkterna och etiketten på förpackningen innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Finns som steril och osteril förpackning.
Produkten steriliseras med strålning.

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut 3ggr/år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.