

Coloplast® Fistel och sårbandage

Allt-i-ett system för hantering av fistlar



Produktinformation

Användning

Fistel och sårbandaget är avsett att täcka fistlar och sår i bukområdet och samla in utflöde från fistel och sårsekret samt främja fuktigt sårhäkning.

Fördelar

- **Allt-i-ett system** för hantering av fistlar i buken och erbjuder patienter en bekväm lösning samtidigt som det sparar sjuksköterskornas tid
- **2-lagershäftan** är flexibel och långvarig samt skyddar huden mot avföring och/eller urin. Hydrokolloida egenskaper.
- **Klippguiden** är utformad för att ge en så perfekt precision som möjligt vid tillklippning av fistel- eller sårmonster
- **Öppningsbar lucka** är flexibel och enkel att applicera och ta bort
- **Dräneringsporten** är lätt att applicera på locket för att göra det möjligt att föra in en kateter
- **En återanvändbar pump** medföljer varje förpackning. Pumpen får återanvändas högst tre gånger
- **En återanvändbar klämma** medföljer Midi- och Maxi-versionerna. Klämman får återanvändas högst fem gånger
- **Sängpåse** med större innerlumen, med lång slang som enkelt kan klippas till önskad längd. Påsen rymmer upp till 2000 mL, är tömbar.
- **Finns i storlekarna mini, midi och maxi**

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktsortiment

Coloplast® Fistel- och sårbandage

1 set Mini*

Innehåll	Storlek	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr
1 fistel- och sårbandage, 1 dränport, 1 lucka, 1 klippguide, 1 täckduk	104–159 mm	6	12	140550



1 set Midi*

Innehåll	Storlek	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr
1 fistel- och sårbandage, 1 dränport, 1 lucka, 1 klippguide, 1 täckduk, 1 påsklämma	156–228 mm	3	6	140650



1 set Maxi*

Innehåll	Storlek	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr
1 fistel- och sårbandage, 1 dränport, 1 lucka, 1 klippguide, 1 täckduk, 1 påsklämma	208–297 mm	3	6	140750



Lucka*

	Passar med	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr
Mini med filter	140550	10	100	140200
Midi med filter	140650	10	100	140300
Maxi med filter	140750	10	100	140400



Dränport*

	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr
	12	120	140150



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast Fistel och sårbandage ska användas, se separat bruksanvisning.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Skyddas från solljus och värme.
Ska förvaras horisontellt.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiproducter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut 3ggr/år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.