

Säkerställer  
passform

# Coloplast® Hudskyddsring

Gör det lätt att få det tätt



## Produktinformation

### Användning

Coloplast Hudskyddsring används för en bättre passform mellan stomin och basplattan och skyddar huden mot läckage.

Du kan använda en eller flera, och de finns i flera olika hålstorlekar. De är lätta att dela om du bara behöver skydda en liten del av huden.

Innehåller hydrokolloid och absorberar fukt. Är följsam.

## Produktsortiment

### Coloplast® Hudskyddsringar

| Hålstorlek | Antal/fp | Antal/TFP | Artikelnr | Apoteksvarunr |
|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 15 mm      | 30       | 600       | 023150    | 261487        |
| 20 mm      | 30       | 600       | 023200    | 261495        |
| 25 mm      | 30       | 600       | 023250    | 261503        |
| 30 mm      | 30       | 600       | 023300    | 261511        |
| 40 mm      | 30       | 600       | 023400    | 261529        |



## Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast Hudskyddsring ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

## Förvaring

Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen. Skyddas från solljus eftersom det kan påverka produktkvaliteten.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).