

Praktiskt
Startset

1-dels
Irrigations-
påse

2-dels
Irrigations-
påse

Coloplast® Irrigationssystem

Irrigation kan hjälpa personer med kolostomi att få kontroll över sin tarm

Latex-fri



Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.



Produktinformation

Användning

Coloplast® Irrigationssystem är avsett att leda vatten in i tjocktarmen via stomin för att främja tömning av avföring. Irrigationsmetoden kan användas av kolostomiopererade som har en sigmoideostomi.

Fördelar

- **Reglerad tarmtömning** – Irrigation kan ge personer med kolostomi kontroll över sin tarm och friheten att välja tid och plats för tarmtömning¹
- **Hjälp att uppnå kontinens**– Studier visar att personer med kolostomi som irrigerar tycker att det är en användbar metod för att uppnå avföringskontinens²
- **Förbättra livskvaliteten** – Studier har visat att irrigation är säkert och har en positiv inverkan på patienters livskvalitet²
- **Diskret stomibandage** – Det kan räcka att använda ett diskret stomibandage såsom en minicap eller minipåse, då det kommer sparsamt eller ingen avföring mellan irrigationerna
- **Minskar risken för läckage** – Irrigation minskar risken för läckage vilket medför färre hudproblem
- **Mindre mängd gaser** – Minskad oro för ljud och lukt eller för att påsen ska fyllas oväntat
- **Vattentemperatur och flödesregulator**– Utformad för att ge användaren en visuell försäkran om att de använder vatten med rätt temperatur och hastighet.
- **Praktiskt startset**– Necessär som innehåller en vattenbehållare (2L) med värmeregulator och en ergonomiskt utformad stomikon med tillhörande slang. Tillbehör beställs separat.
- **Tillbehör** – Bälte och bygel finns tillgängliga om du inte använder basplatta under irrigation. Bygeln passar endast till en irrigationspåse med 60-ring
- **Kan användas upp till 90 ggr** - Vattenbehållare, stomikon med tillhörande slang, bygel och bälte kan användas upp till 90 ggr. Irrigationspåsen är för engångsbruk.
- **SenSura Mio 1-dels irrigationspåse** - Basplattan är utvecklad för att sitta säkert mot huden, samtidigt som den är skonsam mot huden. BodyFit Technology är den patenterade tekniken bakom den unika elastiska häftan i SenSura Mio. Den följer kroppens rörelser samtidigt som den sitter säkert mot huden.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.



Produktsortiment

Coloplast® Irrigationssystem

Startset

	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Necessär, vattenbehållare, stomikon med slang	1		015010	229245

SenSura Mio 1-dels Irrigationspåse

Hälstorlek	Längd	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
10-55 mm	940 mm	30		117500	731949

Irrigationspåse 2-dels med Assura-koppling

Ringstorlek	Längd	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	950 mm	30		128340	243626
50 mm	950 mm	30		128350	243634
60 mm	950 mm	30		128360	243642

Bygel*

Ringstorlek	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
60 mm	5		128200	243659

Colotip stomikon

	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
Stomikon med slang	4**		011100	273144

Brava® Tvåpunktbälte

Längd	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
100 cm	15		004215	251827

* Bygeln passar till artnr 128360

** Från Apoteket 1 st/fp



Assura® Plus 1-dels Minicap

Beige

	Hälstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Bältes-öron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
	20-55 mm	50 ml			30	300	025010	200899
Mjuk framsida	20-55 mm	50 ml			30	300	025020	201039



Användarinstruktioner

För instruktioner hur Coloplast Irrigationssystem ska användas, se separat bruksanvisning.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Instruktionsfilm:



coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care

Förvaring

Skyddas från solljus och värme.
Ska förvaras horisontellt.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut 3ggr/år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.