

Elastisk  
basplatta

Unikt  
cirkelfilter

Hygieniskt  
utlopp

**SenSura<sup>®</sup>Mio**

## 2-dels Click Convex sluten & tömbar påse

Det elastiska stomibandaget som följer kroppens former och rörelser



Framsida | Baksida



Cirkelfilter

Inspektionsslucka

Kardborrepunkt #2

Kardborrepunkt #1

Kardborreflikar

Hide-away  
utlopp

Mekanisk  
koppling

Mjuk textil som är  
vattenavstötande.  
Neutralt grått tyg

Kardborreplatta



Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, [www.coloplast.se](http://www.coloplast.se), [mail@coloplast.com](mailto:mail@coloplast.com). Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

# Produktinformation

## Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura® Mio 2-dels Click Convex stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med inbuktad kroppsprofil och stomier som behöver stöd eller hjälp att skjutas fram. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

## Fördelar

- **Unik elastisk basplatta** – SenSura Mio basplattor är utformade med hjälp av den patenterade tekniken BodyFit Technology som är grunden till rätt passform för att förebygga läckage och hudproblem. SenSura Mios unika elastiska basplatta finns i tre olika sammansättningar beroende på vilket behov den ska uppfylla. Den elastiska basplattan följer kroppens form och rörelser och skapar en säker vidhäftning vid ärr, rynkor eller hudveck. Basplattan är dubbelt så töjbar<sup>1</sup> och ger en bättre passform än ett traditionellt stomibandage.
- **Basplatta som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring vilket bidrar till god hudhälsa. Basplattan går att avlägsna från huden på ett skonsamt sätt utan att irritera och skada huden. Basplattan har en sammansättning av ingredienser som bevarar hudens pH-balans.
- **Unikt cirkelfilter** – Det unika cirkelformade förfiltret minskar risken för att filtret täpps igen och tillåter ett jämnt flöde av tarmgaser att strömma igenom filtret. Det är kliniskt bevisat att cirkelfiltret minskar uppkomsten av luft i påsen (ballooning) med upp till 61%<sup>2</sup> och det tar 82%<sup>3</sup> längre tid innan filtret mättas jämfört med ett traditionellt stomibandage. Detta hjälper användaren att sova bättre på natten. Det unika cirkelfiltret är utformat för att rena tarmgaser och neutralisera lukt. Filtret på slutna påse är optimerat för kolostomi med fastare avföring och filtret på tömbar påse är optimerat för ileostomi med lösare avföring.
- **Mjuk textil** – Den mjuka textilen, som är Oeko-Tex certifierad, är behaglig mot kroppen och har låg friktion mot kläderna. Textilen är trådtät vilket gör att man inte ser påsens innehåll till skillnad från tex non-woven påsar. Textilen är vattenavstötande och torkar snabbt efter dusch & bad.
- **Neutralt grått tyg** – Den unika grå färgen är diskret och syns inte under kläderna – inte ens under vita.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** – Artikelnumret är tryckt längst upp på påsen under tyget där det står "Cirkelfilter 500" vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Bälte för bättre passform och säkerhet** – Använd Brava fyrpunktsbälte för att hålla den konvexa basplattan på plats för extra säkerhet. Bältet skapar ett jämt tryck på basplattan.
- **En Mio för alla patienter** – SenSura Mio har marknadens största sortiment av stomibandage med basplattor framtagna för platta, inbuktade eller utbuktade kroppsprofiler. Det finns stomibandage för alla åldrar från prematura bebisar (vecka 30) och små barn till vuxna. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

1. Coloplast, Laboratory Report, Stretchability of SenSura Mio (VV-0197750)

2. Global Claiming Document number PM-14891

3. Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690)

## SenSura Mio 2-dels Click - mekanisk koppling

Basplattan och påsen är två separata delar, ett så kallat 2-dels stomibandage. SenSura Mio 2-dels Click är en mekanisk koppling med låsring som ger en ökad trygghet.

- ✓ **Ökad trygghet** - när påsen appliceras på basplattan och låses fast så hörs ett tydligt "klick" vilket ger en ökad känsla av trygghet hos stomipatienten.
- ✓ **Vridbar** - efter att påsen klickats fast kan man vrida påsen till önskad position utan att behöva ta bort påsen från basplattan



## SenSura Mio Convex - En unik kombination av flexibilitet och stabilitet

SenSura Mio Convex finns i två varianter av konvexitet för 2-dels Click för att möta olika behov. De ger en avsevärt bättre passform och kliniska studier har visat på minskad förekomst av läckage jämfört med platta stomibandage.<sup>4,5</sup>

### SenSura Mio Convex Light (6 mm)



För stomier med stomimynningen i **nivå med hudplanet**, som behöver **lätt hjälp** med att skjutas fram.

### SenSura Mio Convex Deep (9 mm)



För stomier med stomimynningen **under hudplanet**, som behöver **mycket hjälp** med att skjutas fram.

### Två unika egenskaper för SenSura Mio Convex som säkerställer en unik kombination av flexibilitet och stabilitet

**BodyFit Technology** är den patenterade tekniken bakom den unika elastiska häftan i SenSura Mio. Den följer kroppens rörelser samtidigt som den sitter säkert mot huden.

**De integrerade flexlinjerna** är utformade för att ge större flexibilitet utan att kompromissa med stabiliteten. Resultatet är en bekväm och säker passform. Flexlinjemönstret minskar tjockleken på materialet och säkerställer att basplattan böjer sig runt stomin utan att klämma ihop den.



SenSura Mio Convex Deep är dubbelt så flexibel som en traditionell Convex Light<sup>6</sup>

4. Walker H, Hopkins G, Waller M, Stirling Z. Raising the bar: New flexible convex stoma appliance - a randomized controlled trial. WCET. 2016;36(1):S6-S11.

5. Kruse, M. T et al, Considering the benefits of a new stoma appliance: a clinical trial, British Journal of Nursing, Nov 2015 (Stoma Supplement), Vol 24, No 22

6. Coloplast, Verification Report, Bendability of convex shells and baseplates, 2017.

## Produktsortiment

### SenSura® Mio 2-dels Click Convex Light basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–20 mm	•	5	100	169010	735542
40 mm	18–20 mm	•	5	100	169030	735544
50 mm	15–30 mm	•	5	100	169110	735547
50 mm	21–30 mm	•	5	100	169130	735550
50 mm	25–30 mm	•	5	100	169140	735540
50 mm	28–30 mm	•	5	100	169150	735541
60 mm	15–40 mm	•	5	100	169210	735543
60 mm	31–40 mm	•	5	100	169230	735545
60 mm	35–40 mm	•	5	100	169240	735546
70 mm	15–53 mm	•	5	80	169310	735548
70 mm	38–53 mm	•	5	80	169330	735549
70 mm	41–53 mm	•	5	80	169340	735551



### SenSura® Mio 2-dels Click Convex Deep basplatta

Ringstorlek	Hålstorlek	Bältesöron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteksvarunr
40 mm	10–20 mm	•	5	120	169410	735554
40 mm	18–20 mm	•	5	120	169420	735557
50 mm	15–30 mm	•	5	120	169510	735561
50 mm	21–30 mm	•	5	120	169530	735563
50 mm	25–30 mm	•	5	120	169540	735553
50 mm	28–30 mm	•	5	120	169550	735556
60 mm	15–40 mm	•	5	120	169610	735559
60 mm	31–40 mm	•	5	120	169630	735560
60 mm	35–40 mm	•	5	120	169640	735562
70 mm	15–53 mm	•	5	120	169710	735552
70 mm	38–53 mm	•	5	120	169730	735555
70 mm	41–53 mm	•	5	120	169740	735558



## SenSura® Mio 2-dels Click sluten

### Neutralt grå

	Ringstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Mini	50 mm	100 ml	•	30	240	112110	734504
Midi	40 mm	340 ml	•	30	240	112010	734502
	50 mm	340 ml	•	30	240	112120	734505
	60 mm	340 ml	•	30	240	112210	734507
Maxi	40 mm	550 ml	•	30	240	112020	734503
	50 mm	550 ml	•	30	240	112130	734506
	60 mm	550 ml	•	30	240	112220	734508
	70 mm	490 ml	•	30	240	112250	734509



## SenSura® Mio 2-dels Click tömbar

### Neutralt grå

	Ringstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Mini	50 mm	200 ml	•	30	240	112410	734524
Midi	40 mm	420 ml	•	30	240	112310	734520
	50 mm	420 ml	•	30	240	112420	734525
	60 mm	420 ml	•	30	240	112510	734527
Maxi	40 mm	650 ml	•	30	240	112320	734521
	40 mm	650 ml		30	240	112340	734523
	50 mm	650 ml	•	30	240	112430	734526
	50 mm	650 ml		30	240	112450	735160
	60 mm	650 ml	•	30	240	112520	734528
	60 mm	650 ml		30	240	112540	734530
	70 mm	510 ml	•	30	240	112610	734531
	70 mm	510 ml		30	240	112630	734533



### Klar

	Ringstorlek	Volym	Inspektions-lucka	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks-varunr
Maxi	40 mm	650 ml		30	240	112330	734522
	60 mm	650 ml		30	240	112530	734529
	70 mm	510 ml		30	240	112620	734532

## Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura Mio 2-dels Click Convex slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på [coloplast.se](https://coloplast.se).

Bruksanvisning/IFU:



[coloplast.to/bruksanvisningar](https://coloplast.to/bruksanvisningar)

Instruktionsfilm:



[coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care](https://coloplast.to/instruktionsfilmer/stomi/care)

## Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.  
Undvik direkt solljus.

## Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

## Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

## Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via [coloplast.se/coloplast-care](https://coloplast.se/coloplast-care), telefon 0300-332 56 eller via e-post [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com).