

Unik
2-lagers
häfta

Dubbla
förfilter

Hygieniskt
utlopp

SenSura®

1-dels Platt sluten och tömbar påse

Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd



Baksida

Dubbla förfilter



Inspektionslucka
på framsidan

Kardborrepunkt #2

Kardborrepunkt #1

Skyddsfilm

Coloplast

Skyddsfilm

Klippguide

Basplatta
(Hudskyddsplatta)

Fem förstansade
klippbara kanaler

Vattenavvisande
non-woven material

Kardborreflikar

Kardborreplatta

Hide-away utlopp

Ostomy Care | Continence care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Regulatory Care

Coloplast AB, 0300-332 56, www.coloplast.se, mail@coloplast.com. Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2024-03.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danmark.

 **Coloplast**

Produktinformation

Användning

Stomibandaget är avsett att fästas runt stomin och samla avföring. Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage. SenSura® 1-dels Platt stomibandage är huvudsakligen framtagen för personer med platt peristomal kroppsprofil. Den slutna påsen är främst avsedd för kolostomi med fastare avföring och den tömbara påsen för ileostomi med tunnare avföring.

Fördelar

- **Unik 2-lagershäfta för dubbelt skydd** – Basplattan är utformad för att fästa säkert och sitta tätt mot kroppen. Den skyddar huden och följer kroppens rörelser utan att lossna. Basplattan består av två lager och denna teknik är unik för Coloplast. (1) Hudvårdande lager som skyddar huden från fukt, absorberar överflödigt fukt och håller huden torr. (2) Skyddande lager som skapar en säker förslutning mellan basplattan och stomin samt skyddar huden från avföring.
- **Basplattan som skyddar huden** – De hydrokolloida egenskaperna i basplattan absorberar fukt och skonar huden från uppluckring och bidrar därmed till god hudhälsa. Häftan innehåller pektin, vilket hjälper till att bibehålla hudens normala pH-nivå. SenSura basplatta gör inte ont att ta bort, lämnar minimala rester på huden och minimerar mekaniskt trauma.
- **Förstansade kanaler** i basplattan för bättre passform och följsamhet.
- **Dubbla förfilter** – SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. De dubbla förfiltren minskar risken för att kolfiltret täpps igen av avföring och tillåter ett jämt luftflöde.
- **Mjukt material** - Det mjuka non-woven tyget i beige färg är starkt och vattenavvisande samt tyst och behagligt mot huden.
- **Inspektionslucka** – En inspektionslucka på framsidan av påsen med transparent plast undertill gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
- **Smidigt och hygieniskt hide-away utlopp på tömbar påse** – Enkelt att tömma påsen och rengöra utloppets mynning utan kladd. Utloppet stängs med ett integrerat kardborrelås som är tät efter stängning. Utloppet kan vikas in och gömmas på framsidan för diskretion eller ökad komfort. Välj mellan två lägen: Kardborrepunkt #1 eller #2 (påsen halveras).
- **Artikelnummer på påsen** - Artikelnumret är tryckt på påsen vilket förenklar för patient och vårdpersonal.
- **Brett sortiment** – SenSura stomisortiment består av förstansade och uppklippbara hålstorlekar, med påsar i olika storlekar i beige eller klar färg och med eller utan lucka för inspektion. Det finns även ett brett utbud av högflödespåsar och postoperativa bandage.

SenSura 1-dels

Basplattan är permanent fäst vid stomipåsen, ett så kallat 1-dels stomibandage.



Produktsortiment

SenSura® 1-dels sluten

Beige

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	10–66 mm	110 ml			30	240	156200	730385
Midi	10–66 mm	340 ml			30	240	156500	730386
	10–66 mm	340 ml	•		30	480	150000	730020
	25–66 mm	340 ml			30	240	156520	730387
	25–66 mm	340 ml	•		30	480	150010	730021
	30–66 mm	340 ml			30	240	156530	730400
	30–66 mm	340 ml	•		30	480	150020	730022
	35–66 mm	340 ml			30	240	156540	730401
	35–66 mm	340 ml	•		30	480	150030	730023
	40–66 mm	340 ml			30	240	156550	730402
	45–66 mm	340 ml			30	240	156560	730403
	50–66 mm	340 ml			30	240	156570	730404
Maxi	10–76 mm	550 ml			30	240	156800	730405
	10–76 mm	550 ml	•		30	480	150100	730024
	25–76 mm	550 ml			30	240	156820	730406
	30–76 mm	550 ml			30	240	156830	730407
	30–76 mm	550 ml	•		30	480	150110	730025
	35–76 mm	550 ml			30	240	156840	730408
	35–76 mm	550 ml	•		30	480	150120	730026



Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/TFP	Artikelnr	Apoteks- varunr
Midi	10–66 mm	340 ml			30	240	156400	730421
Maxi	10–76 mm	550 ml			30	240	156700	730422

SenSura® 1-dels tömbar

Beige

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteks- varunr
Mini	10-66 mm	220 ml			30	480	157200	730409
Midi	10-66 mm	420 ml			30	480	157600	730410
	10-66 mm	420 ml	•		30	480	157610	730411
	25-66 mm	420 ml			30	480	157620	730412
	30-66 mm	420 ml			30	480	157630	730413
	35-66 mm	420 ml			30	480	157640	730414
Maxi	10-76 mm	650 ml			30	480	157800	730415
	10-76 mm	650 ml	•		30	480	157810	730416
	25-76 mm	650 ml			30	480	157820	730417
	30-76 mm	650 ml			30	480	157830	730418
	35-76 mm	650 ml			30	480	157840	730419



Klar

	Hålstorlek	Volym	Inspektions- lucka	Bältes- öron	Antal/fp	Antal/tfp	Artikelnr	Apoteks- varunr
Midi	10-66 mm	420 ml			30	480	157400	730423
Maxi	10-76 mm	650 ml			30	480	157700	730424

Användarinstruktioner

För instruktioner hur SenSura 1-dels Platt slutet och tömbar påse ska användas, se separat bruksanvisning på coloplast.se.

Bruksanvisning/IFU:



coloplast.to/bruksanvisningar

Förvaring

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum och en unik streckkod.

Förvara produkten horisontellt.
Undvik direkt solljus.

Hållbarhet

Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.

Sterilisering

Produkten är inte steriliserad

Coloplast Care

Alla som använder Coloplast stomiprodukter erbjuds att gå med i Coloplast Care, ett kostnadsfritt medlemsprogram, som ger tillgång till:

- Personlig rådgivning, stöd och produktvägledning via telefon eller hemsida
- Medlemstidningen Stomiliv som ges ut tre gånger per år
- Digitala verktyg, användarberättelser och nyhetsbrev som hjälper användaren att ta kontroll över sin livssituation

Anmälan till Coloplast Care görs via coloplast.se/coloplast-care, telefon 0300-332 56 eller via e-post se@coloplast.com.