

# Brava<sup>®</sup> Formbar Ring

**Brava<sup>®</sup>**



# Brava® tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage och att vårda huden.

## Brava Formbar Ring - dubbel effekt för att minska läckage

Brava Formbar Ring **formas** lätt efter formen på huden runt stomin och skapar en hållbar tätning. Rynkor och veck på huden kan orsaka läckage eftersom tillslutningen mellan stomibandaget och stomin då inte blir tät.

Brava Formbar Ring **begränsar risken för läckage** genom att den skapar en hållbar tätning runt stomin. Ringen är formbar vilket ger en bättre passform. Den absorberar fukt utan att gå sönder och kan därför sitta på längre. Brava Formbar Ring torkar inte.

Brava Formbar Ring fäster på både huden och på basplattan. Ringen är enkel att använda, forma och applicera. Innehåller ingen alkohol och svider inte.



## Brava Formbar ring

Produktnamn	Tjocklek	Apoteksvarunr	Artikelnummer	Styck/fp
Brava Formbar Ring	2,0 mm	737302	120305	30
Brava Formbar Ring	4,2 mm	737304	120425	30

Läs mer om Brava Formbar Ring och de övriga produkterna i vårt Brava® tillbehörssortiment på [www.coloplast.se/provabrava](http://www.coloplast.se/provabrava) eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-332 56 eller mail [se@coloplast.com](mailto:se@coloplast.com) för kostnadsfritt prov.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamling Sven  
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söföbränning med energjutvinning



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care