

Brava[®] Formbar Ring

Brava[®]



Brava[®] tillbehörssortiment är utvecklat för att begränsa risken för läckage och vårda huden.

Brava Formbar Ring - dubbel effekt för att minska läckage

Brava Formbar Ring **formas** lätt efter formen på huden runt stomin och skapar en hållbar tätning. Rynkor och veck på huden kan orsaka läckage eftersom tillslutningen mellan stomibandaget och stomin då inte blir tät.

Brava Formbar Ring **begränsar risken för läckage** genom att den skapar en hållbar tätning runt stomin. Ringen är formbar vilket ger en bättre passform. Den absorberar fukt utan att gå sönder och kan därför sitta på längre. Brava Formbar Ring torkar inte.

Brava Formbar Ring fäster på både huden och på basplattan. Ringen är enkel att använda, forma och applicera. Innehåller ingen alkohol och svider inte.



Brava Formbar ring

Produktnamn	Storlek	Artikelnummer	Västra Götalands artikelnr	Styck/fp
Brava Formbar Ring	2,0 mm	120305	30837	30
Brava Formbar Ring	4,2 mm	120425	30841	30

Läs mer om de övriga produkterna i vårt Brava[®] tillbehörssortiment på www.coloplast.se eller kontakta vår kundservice på telefon 0300-332 56 för kostnadsfria prover.

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamling
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söföbränning med energitvinnning



0543